
ROTAVAPOR

RE-111 RE-121 EL-131

95068 A4 3000 185

Inhaltsverzeichnis		Contents	Index		Seite Page
Technische Spezifikationen		<i>Technical specifications</i>	Spécifications techniques		3
Zusammenbau		<i>Assembling</i>	Assemblage		4
Hinweise und Tips		<i>Notes and tips</i>	Conseils et recommandations		6
Glasaufbauten	RE-A	<i>Glass assemblies</i>	<i>RE-A</i>	Montages en verre	RE-A
	RE-B		<i>RE-B</i>		RE-B
	RE-C		<i>RE-C</i>		RE-C
	EL-S		<i>EL-S</i>		EL-S
	EL-E		<i>EL-E</i>		EL-E
	EL-C		<i>EL-C</i>		EL-C
Aggregate	RE-111	<i>Drive units</i>	<i>RE-111</i>	Blocs d'entraînement	RE-111
Elektronik-Schema	RE-111	<i>Wiring diagram</i>	<i>RE-111</i>	Schéma de câblage	RE-111
	RE-121		<i>RE-121</i>		RE-121
	EL-131		<i>EL-131</i>		EL-131
Elektronik-Schema	RE-121/EL-131	<i>Wiring diagram</i>	<i>RE-121/EL-131</i>	Schéma de câblage	RE-121/EL-131
Wasserbad	B-461	<i>Waterbath</i>	<i>B-461</i>	Bain marie	B-461
Ölbad	B-471	<i>Oilbath</i>	<i>B-471</i>	Bain d'huile	B-471
Servo-Schnellheber	B-011	<i>Servo jack</i>	<i>B-011</i>	Elévateur servo	B-011
Hebestativ		<i>Lifting stand</i>		Statif élévateur	30
Temperatursonden		<i>Temperature probes</i>		Sondes de température	32
Zubehör		<i>Accessories</i>		Accessoires	34

Technische Spezifikationen	R-111	RE-121	EL-131	Wasserbad 461	Ölbad 471
Antrieb		Induktionsmotor elektronisch reguliert, mit Tachogenerator		-	-
Drehzahl		stufenlos, 0 bis 220 U/min		-	-
Vakuumdichtheit		<1 mbar		-	-
Digitalanzeige	-	Drehzahl		-	-
	-	Badtemperatur		-	-
	-	Dampftemperatur (Sonde als Zubehör)		-	-
Spannungen	220 V/50 Hz	240 V/50 Hz	117 V/60 Hz	220 V, 117 V	220 V, 117 V
Leistungsaufnahme		85 W		1200 W	1200 W
Temperaturregelbereich				20–100°C	30–180°C
Trockenlaufschutz				standard	standard
Niveauregulierung				standard	-
Baddurchmesser				265 mm	265 mm
Badinhalt				9 l	9 l




Technical specifications	R-111	RE-121	EL-131	Waterbath 461	Oilbath 471
Drive unit		Sparkless induction motor, constant torque, electronically regulated		-	-
Rotation		stepless speed control up to 220 rpm		-	-
Vacuum tightness		<1 mbar		-	-
Digital LED display	-	Speed of rotation		-	-
	-	bath temperature		-	-
	-	vapour temperature (Probe is optional)		-	-
Voltages	220 V/50 Hz	240 V/50 Hz	117 V/60 Hz	220 V, 117 V	220 V, 117 V
Power consumption		85 W		1200 W	1200 W
Temperature range				20–100°C	30–180°C
Dry run dual safety switch				standard	standard
Level control				standard	-
Bath diameter				265 mm	265 mm
Bath volume				9 l	9 l

Spécifications techniques	R-111	RE-121	EL-131	Bain marie 461	Bain d'huile 471
Entraînement		Moteur à induction, régulation électronique, couple constant		-	-
Rotation		variable 0 à 220 t.p.m.		-	-
Etenchéité		<1 mbar		-	-
Affichage digital	-	Nombre de tours		-	-
	-	Température du bain		-	-
	-	Température de la vapeur (sonde optionnelle)		-	-
Tensions	220 V/50 Hz	240 V/50 Hz	117 V/60 Hz	220 V, 117 V	220 V, 117 V
Puissance		85 W		1200 W	1200 W
Domaine de température				20–100°C	30–180°C
Sécurité contre la marche à sec				standard	standard
Contrôle de niveau				standard	-
Diamètre du bain				265 mm	265 mm
Volume du bain				9 l	9 l

Zusammenbau

Assembling

Assemblage



Zusammenbau

- Untere Bride öffnen und das Aggregat auf den Servoschnellheber oder das Stativ setzen.
Bride anziehen.
- Der Neigungswinkel der Rotationsachse sollte 25° sein. Die angegossenen Winkelmarken müssen sich decken. Gegebenenfalls die obere Bride öffnen und richtigen Neigungswinkel einstellen.
Die Jacquard-Griffe an der Schwenk- und an der Drehbride werden zum Nachfassen wie abgebildet angehoben.
- Bad hinzufügen.
Den fünften Badfuss (18689) einstecken, wenn das Bad mehr als 5 cm nach rechts verschoben werden muss.
- Glassatz wie auf Seiten 7–10 abgebildet aufbauen.
- Verstellbaren Anschlag so einstellen, dass drehende Teile den Badrand nicht berühren.
- Den Wassernachspeiseschlauch an die kleine und den Wasserablaufschlauch an die grosse Olive des Bades anschliessen.
Für kleine Kolben bringt man die Niveau-Regulierung nach oben:
Überlaufrohr durch Drehen lösen.

Kabel

Das Anschlusskabel an den Nocken der Aggregatrückseite befestigen. Dazu wird die Plastik-Kabelplatte zuerst nach hinten geschoben. Bei den Modellen mit Temperatursonden werden die Kabel zusätzlich mit dem Spiroschlauch (00728) umwickelt.

Assembling

- Loosen lower clamp and place drive unit onto the servo jack or lifting stand.
Tighten clamp.
- Inclination angle of rotation axis should be 25°. Check the marks. If necessary loose upper clamp and tilt until the angle marks are congruent.
- Lift the Jacquard-handle as shown for additional turning.
- Put bath onto the base plate.
Insert the fifth plastic foot (18689) if the bath has to be displaced more than 5 cm to the right.
- Mount glass assembly according to sketches on pages 7 to 10.
- Adjust variable stopper such that no rotating part touches the bath bord.
- Connect the feed water hose to the small and the drain hose to the large connection of the bath.

For small flasks put level adjustment in a higher position:
Turn overflow tube to loose it.

7. Cable


The cable may be fixed at the pins located at the rear of the drive unit.
For access, push the plastic cable plate backwards from the drive unit.
The spiro-hose (00728) is wrapped around the probe cables to secure them additionally. See illustration.

Assemblage

- Ouvrir la bride inférieure et poser le bloc d'entraînement sur l'élévateur servo ou sur le statif élévateur.
Serrer la bride.
- L'angle de l'axe de rotation devrait être 25°. Vérifier les marques. Si nécessaire desserrer la bride supérieure et corriger l'inclinaison.
- Les poignées Jacquard peuvent être levées selon le dessin pour tourner l'écrou d'avantage.
- Rajouter le bain.
Inserer le cinquième pied (18689) si le bain doit être déplacé en excès de 5 cm vers la droite.
- Assembler le montage en verres selon les illustrations (pages 7–10).
- Ajuster l'arrêt variable de la manière qu'aucune pièce en rotation ne touche le bord du bain.
- Connecter le tuyau d'alimentation sur la petite olive du bain et le tuyau de vidange sur la grande olive.

Pour les ballons petits, mettez l'ajustage en position haute:
Tournez le tube trop plein pour le desserrer.
- Câble**
Le câble est fixé autour des boulons à l'arrière de l'unité de l'entraînement.
Pour l'accès, pousser la plaque cache câble en plastique vers l'arrière.
Le tube spiro (00728) est enroulé autour des câbles des sondes. Voir illustration.

Hinweise und Tips	Notes and tips	Conseils et recommandations
<p>Vor dem ersten Einschalten Überprüfen, ob die Netzspannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.</p> <p>Wartung der Vakuumdichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reinigen durch Spülen und Trocknen mit weichem Lappen verlängert die Lebensdauer der Dichtung. Ein-dringen von Lösungsmitteln in das Aggregat wird ebenfalls verhindert. - Dichtung und Glasteil regelmässig reinigen, besonders nach Siedeverzügen und Arbeiten mit kristallinen Produkten. - Dichtung beim Montieren und Herausnehmen nicht verkanten und auf dem Glasteil immer rechtwinklig zur Drehachse bewegen. Dichtungsrippe nicht beschädigen. - Dichtung nicht fetten. (Abrieb und Fett wirken wie eine Schleifpaste.) <p>Glasschliffe Für die beste Dichtheit müssen die Glasschliffe gefettet werden. Empfehlung: Art. 17595 Glisseal Laborfett (silikonfrei).</p> <p>Festsitzendes Dampfdurchführungsrohr Festsitzendes Dampfdurchführungsrohr kann mit dem «Extractor» herausgenommen werden. Bestellcode: 11137.</p> <p>Wasserbad Wird im Wasserbad deionisiertes oder destilliertes Wasser verwendet, muss diesem Borax zugegeben werden.</p> <p>Ölbad Nebst Wärmeträgeröl kann auch wasserlösliches Polyalkylenglykol oder PEG verwendet werden.</p> <p>Ersatzteile Damit Ersatzteile schnell und richtig geliefert werden, benötigen wir die korrekte Artikelnummer aus dieser Betriebsanleitung.</p>	<p>Before you switch on the instrument for the first time: <i>Check that voltage and frequency are the same as on the type plate.</i></p> <p>Care of vacuum seal</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Rinsing and wiping with a soft towel will increase the durability of the seal and avoid solvent penetration into the drive unit.</i> - <i>Clean the seal and glass part regularly and especially after boiling delays and work with crystalline products.</i> - <i>Do not tilt the seal on the glass, move it perpendicularly to rotation axis. Don't hurt the lip of the seal.</i> - <i>Don't grease the seal. (Abrasion debris and grease will grind on the seal.)</i> <p>Ground glass joints <i>Use silicone free grease (Glisseal, code 17595) for optimal tightness.</i></p> <p>Jammed vapour duct</p> <p><i>Use extractor (code 11137) to remove jammed vapour duct.</i></p> <p>Waterbath <i>If the waterbath is operated with deionised or distilled water it is necessary to add Borax to the water.</i></p> <p>Oilbath <i>Besides heat transfer oils, water soluble PEG or polyalkylene glycole may be used.</i></p> <p>Spare parts <i>To process your order fast and correctly we need the part number used in this manual.</i></p>	<p>Avant la première mise en marche Vérifier si la tension et la fréquence correspondent avec les indications de la plaque de fabrication.</p> <p>Soins du joint de vide</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nettoyage par rinçage et séchage avec un chiffon mou augmente la longévité du joint et évite la pénétration de solvant dans le bloc d'entraînement. - Nettoyer le joint et la pièce en verre régulièrement et surtout après retards d'ébullition ou travaux avec des produits cristallins. - Ne pas graisser le joint. (Les débris et frictionnement et la graisse forment une pâte abrasive.) <p>Rodages en verre Pour la meilleure étanchéité les rodages doivent être graissés. Recommandation: Article 17595, Glisseal, graisse sans silicium.</p> <p>Tube conduit de vapeur coincé L'extracteur, code 11137, permet l'enlèvement facile du tube coincé.</p> <p>Bain marie Si le bain marie est utilisé avec de l'eau déionisée ou distillée, il faut y ajouter du borax.</p> <p>Bain d'huile À part les huiles thermiques, on peut utiliser un PEG ou un glycol polyalcylier soluble à l'eau.</p> <p>Pièces de rechange Pour que les pièces de rechange arrivent vite et correctement chez vous, veuillez toujours indiquer le numéro des articles listés dans ce mode d'emploi.</p>

Glasaufbauten**Aufbau RE A****totavapor RE-111, 121, 140****Glass assemblies****Assembly RE A****Assemblages de verre****Assemblage RE A****Aufbau A****Assembly A****Assemblage A**8965 **Glasaufbau A kompl. zu RE****Glass assembly A compl. for RE****Assemblage A compl. pour RE**

00587 Kühler

Condenser**Réfrigérant**

00589 Kühler mit Überwurfmutter und Dichtung

Condenser with screw cap and seal**Réfrigérant avec écrou chapeau et joint**

00636 Dichtung KD-22

Gasket KD-22**Joint KD-22**

00637 Hahnreiber NS 19/38

Cock STJ 19/38**Robinet CN 19/38**

00643 PTFE-Schlauch, 460 mm

PTFE tube, 460 mm**Tuyau PTFE, 460 mm**

00676 Überwurfmutter mit Einlagefeder

Screw cap with insert spring**Couplage avec ressort**

01298 Einleithahn kompl.

Introduction stopcock compl.**Robinet d'introduction compl.**

03275 KS-Klammer

KS-Clip**KS-Pince**

10114* Dampfdurchführungsrohr

Vapour duct**Conduit de vapeur**

16440 Sicherheitsklammer 29

Saveclip 29**Agrafe de sécurité 29**18913 **Schlaucholive GL 14 kompl.****Hose adapter GL 14 compl.****Olive GL 14 compl.**

18914 Überwurfmutter GL 14

Screw cap GL 14**Ecrou chapeau GL 14**

18915 O-Ring GL 14

O-ring GL 14**Joint torique GL 14**


18916 Olive GL 14, gebogen

Hose stem GL 14, bent**Olive GL 14, coudée**

Andere Schlitte siehe Matrix auf Seite 34

Other Joints see matrix at page 34

Autre rodages voir matrix page 34

Aufbau RE B**Rotavapor RE-111, 121, 140****Assembly RE B****Assemblage RE B**NS 29/16440
NS 24/16458**Aufbau B****18964 Glasaubau B kompl. zu RE**

00636 Dichtung KD-22

00637 Hahnreiber, NS 19/38

00646 PTFE-Schlauch, 210 mm

00658 Verteilstück Glas

00659 Kühler

00661 Vakuumstutzen

00676 Überwurfmutter mit Einlagefeder

01299 Einleithahn kompl.

01579 Verteilstück mit Dichtung und Überwurfmutter

03275 KS-Klammer

10175 Dampfdurchführungsrohr

11142 Stativ für Aufbau B kompl., bestehend aus:

10056 Stab, 300 x 12

11151 Kühlerbride mit Stab

11157 Kreuzmuffe

16440 Sicherheitsklammer 29

18913 Schlaucholive GL 14 kompl.

18914 Überwurfmutter GL 14

18915 O-Ring GL 14



18916 Olive GL 14, gebogen

Assembly B**Glass assembly B compl. for RE***Gasket KD-22**Cock, STJ 19/38**PTFE tube, 210 mm**Distribution piece glass**Condenser**Vacuum connection**Screw cap with insert spring**Introduction stopcock compl.**Distribution piece with gasket and screw cap**KS-Clip**Vapour duct**Scaffolding for Assembly B compl., consisting of:**Rod, 300 x 12**Condenser clamp with rod**Cross piece**Saveclip 29****Hose adapter GL 14 compl.****Screw cap GL 14**O-ring GL 14**Hose stem GL 14, bent***Assemblage B****Assemblage B compl. pour RE***Joint KD-22**Robinet, CN 19/38**Tuyau PTFE, 210 mm**Tête de distribution verre**Réfrigérant**Raccord de vide**Couplage avec ressort**Robinet d'introduction compl.**Tête de distribution avec joint et couplage**KS-Pince**Conduit de vapeur**Support pour assemblage B compl., composé de:**Tige, 300 x 12**Bride pour réfrigérant et tige**Pièce en croix**Agrafe de sécurité 29****Olive GL 14 compl.****Ecrou chapeau GL 14**Joint torique GL 14**Olive GL 14, coudée*

* Andere Schlässe siehe Matrix auf Seite 34

Other Joints see matrix at page 34

Autre rodages voir matrix page 34

ufbau RE C**otavapor RE-111, 121, 140****Assembly RE C****Assemblage RE C****Kühlfalle 2teilig**

3963 Glasaufbau C kompl. zu RE	Cold Trap 2-parts
0636 Dichtung KD-22	<i>Gasket KD-22</i>
0671 O-Ring, 88,3 x 5,3	<i>O-ring, 88,3 x 5,3</i>
0672 Kühlfinger	<i>Cold finger</i>
0673 Kühlfalle Aussenteil	<i>Cold Trap mantle</i>
0676 Überwurfmutter mit Einlagefeder	<i>Screw cap with insert spring</i>
0677 Hahnreiber, NS 19/38	<i>Cock, STJ 19/38</i>
0275 KS-Klammer	<i>KS-Clip</i>
0175 Dampfdurchführungsrohr	<i>Vapour duct</i>
153 Kühlfalle mit Dichtung und Überwurfmutter kompl.	<i>Cold Trap with Gasket and screw cap compl.</i>
510 Stativ für Kühlfalle kompl., bestehend aus:	<i>Scaffolding for Cold Trap compl., consisting of:</i>
1056 Stab, 300 x 12	<i>Rod, 300 x 12</i>
152 Kühlerbride mit Stab	<i>Clamp for Cold Trap with rod</i>
157 Kreuzmuffe, 12/12	<i>Cross piece, 12/12</i>
440 Sicherheitsklammer 29	<i>Saveclip 29</i>

Cold Trap 2-parts**Glass assembly C compl. for RE***Gasket KD-22**O-ring, 88,3 x 5,3**Cold finger**Cold Trap mantle**Screw cap with insert spring**Cock, STJ 19/38**KS-Clip**Vapour duct**Cold Trap with Gasket and screw cap compl.**Scaffolding for Cold Trap compl., consisting of:**Rod, 300 x 12**Clamp for Cold Trap with rod**Cross piece, 12/12**Saveclip 29***Piège à froid 2-pièce****Assemblage C compl. pour RE***Joint KD-22**Joint torique, 88,3 x 5,3**Partie intérieur**Manteau pour piége à froid**Couplage avec ressort**Robinet, CN 19/38**KS-Pince**Conduit de vapeur**Piège à froid avec joint et couplage compl.**Support pour assemblage piége compl., composé de:**Tige, 300 x 12**Bride pour piége avec tige**Pièce en croix, 12/12**Agrafe de sécurité 29*


Andere Schlitte siehe Matrix auf Seite 34

Other Joints see matrix at page 34

Autre rodages voir matrix page 34

Aufbau EL S

Rotavapor EL-131, 141


Assembly EL S**Assemblage EL S**

	Aufbau S Glasaufbau S kompl. zu EL	Assembly S (Standard) Glass assembly S compl. for EL	Assemblage S Assemblage S compl. pour EL
3961			
0590	Einlagefeder	<i>Insert spring</i>	Ressort
0591	Auflagering zu Kühlerflansch	<i>Flat seal for condenser flange</i>	Joint plat pour réfrigérant
0659	Kühler	<i>Condenser</i>	Réfrigérant
0661	Vakuumstutzen	<i>Vacuum connection</i>	Raccord de vide
0676	Überwurfmutter mit Einlagefeder	<i>Screw cap with insert spring</i>	Couplage avec ressort
0906	Überwurfmutter, di 50,5 mm	<i>Screw cap, di 50.5 mm</i>	Ecrou chapeau, di 50,5 mm
0933	Einleithahn Glas (19/26; 14,5/27)	<i>Stopcock glass (19/26; 14.5/27)</i>	Robinet verre (19/26; 14,5/27)
0934	PTFE-Schlauch, 300 mm	<i>PTFE tube, 300 mm</i>	Tuyau PTFE, 300 mm
0935	PTFE-Ring zu 00934	<i>PTFE washer for 00934</i>	Rondelle PTFE pour 00934
0936	Ablaufventil kompl., bestehend aus:	<i>Drain valve compl., consisting of:</i>	Soupape d'écoulement compl., composé de:
0927	Drehknopf	<i>Knob</i>	Bouton
0928	Deckel	<i>Cover</i>	Couvercle
0939	Überwurfmutter	<i>Screw cap</i>	Ecrou chapeau
0955	Ventilspindel	<i>Valve spindle</i>	Pivot de robinet
0958	Gewindestück PVC	<i>Thread piece PVC</i>	Pièce filetée PVC
1473	Dichtung	<i>Gasket</i>	Joint
006	Vakuumzwischenstück mit Hahn	<i>Vacuum-adapter with cock</i>	Pièce intermédiaire de vide avec robinet
301	Einleithahn kompl.	<i>Introduction stopcock compl.</i>	Robinet d'introduction compl.
353	Vak. Zwischenstück + Klammer	<i>Vacuum-adapter + RJ-Clip</i>	Pièce interméd. + Pince RS
0275	KS-Klammer	<i>RJ-Clip</i>	Pince RS
0280	Klammer NS 19	<i>STJ 19 clip</i>	Pince CN 19
056	Stab, 300 × 12	<i>Rod, 300 × 12</i>	Tige, 300 × 12
180	Verteilstück nur Glas	<i>Distribution head glass only</i>	Pièce de distribution verre seulement
130	Verteilstück kompl. mit Ablaufventil	<i>Distribution head compl. with drain valve</i>	Pièce de distribution compl. avec soupape d'écoulement
142	Stativ kompl.	<i>Scaffolding compl.</i>	Support compl.
143	Schutzring PTFE	<i>Protecting ring PTFE</i>	Anneau de protection PTFE
162	Ausziehwerkzeug KD 26	<i>Seal extractor KD 26</i>	Outil d'extraction KD 26
204	Überwurfmutter, di 51,5 mm	<i>Screw cap, di 51.5 mm</i>	Ecrou chapeau, di 51,5 mm
440	Sicherheitsklammer 29	<i>Saveclip 29</i>	Agrafe de sécurité 29
661	Übergangsstück Flansch, NS 29/32	<i>Transition pipe, flange, STJ 29/32</i>	Raccord de réduction, joint à bride, CN 29/32
	Vakuumdichtungssystem	Vacuum-Sealing System	Système du joint pour le vide
179	KD-26 Vakuumdichtung	<i>KD-26 Vacuum seal</i>	KD-26 Joint pour le vide
623	Stützring, rostfrei, Stahl	<i>Supporting ring, ss-steel</i>	Anneau de support, inox.
629	Viton O-Ring	<i>Viton O-ring</i>	Anneau-O viton
630	PTFE-Schutzring	<i>Protecting ring PTFE</i>	Anneau de protection PTFE
635	Schutzring mit 2 O-Ringen kompl.	<i>Protecting ring with 2 O-rings compl.</i>	Anneau de protection avec 2 anneaux-O compl.
913	Schlaucholive GL 14 kompl.	Hose adapter GL 14 compl.	Olive GL 14 compl.
914	Überwurfmutter GL 14	<i>Screw cap GL 14</i>	Ecrou chapeau GL 14
915	O-Ring GL 14	<i>O-ring GL 14</i>	Joint torique GL 14
916	Olive GL 14, gebogen	<i>Hose stem GL 14, bent</i>	Olive GL 14, coudée

Aufbau EL E
Rotavapor EL-131, 141

Assembly EL E

Assemblage EL E





	Aufbau E mit absteigendem Kühlsystem	Assembly E with descending condenser	Assemblage E avec réfrigérant descendant
18962	Glasaufbau E kompl. zu EL	Glass assembly E compl. for EL	Assemblage E compl. pour EL
00590	Einlagefeder	Insert spring	Ressort
00591	Auflagering zu Kühlerflansch	Flat seal for condenser flange	Joint plat pour réfrigérant
00676	Überwurfmutter mit Einlagefeder	Screw cap with insert spring	Ecrou chapeau avec ressort
00794	Schraubkappe SVL 15	Screw cap SVL 15	Couvercle SVL 15
00906	Überwurfmutter, di 50,5 mm	Screw cap, di 50,5 mm	Ecrou chapeau, di 50,5 mm
00933	Einleithahn Glas (19/26; 14,5/27)	Introduction stopcock glass (19/26; 14.5/27)	Robinet d'introduction verre (19/26; 14,5/27)
00934	PTFE-Schlauch, 300 mm	PTFE tube, 300 mm	Tuyau PTFE, 300 mm
01002	Expansionsgefäß	Expansion vessel	Vase d'expansion
01003	Bogenrohr	U-tube	Tube en U
01004	Vakuumzwischenstück	Vacuum intermediate piece	Pièce intermédiaire d'aspiration
01301	Einleithahn kompl. mit PTFE-Schlauch	Introduction stopcock compl. with PTFE tube	Robinet d'introduction compl. avec tuyau PTFE
03275	KS-Klammer	KS-Clip	KS-Pince
03280	Klammer NS 19	STJ 19 clip	Pince CN 19
10179	KD-26 Vakuumdichtung	Vacuum gasket KD-26	Joint pour le vide KD-26
10183	Kühler	Condenser	Réfrigérant
10184	Verteilstück mit Überwurfmutter	Distribution head with screw cap	Pièce de distribution avec écrou-chapeau
10056	Stab, 300 × 12	Rod, 300 × 12	Tige, 300 × 12
1142	Kühlerhalterung kompl.	Condenser scaffolding compl.	Support pour réfrigérant compl.
1157	Kreuzmuffe	Cross piece	Pièce en croix
1151	Kühlerbride mit Stab	Condenser clamp with rod	Bride pour réfrigérant avec tige
1204	Überwurfmutter, di 51,5 mm	Screw cap, di 51,5 mm	Ecrou chapeau, di 51,5 mm
6440	Sicherheitsklammer 29	Saveclip 29	Agrafe de sécurité 29
6661	Übergangsstück Flansch, NS 29/32	Transition pipe, flange, STJ 29/32	Raccord de réduction, joint à bride, CN 29/32
	Vakuumdichtungssystem	Vacuum-Sealing System	Système du joint pour le vide
0179	KD-26 Vakuumdichtung	KD-26 Vacuum seal	KD-26 Joint pour le vide
1623	Stützring, rostfrei, Stahl	Supporting ring, ss-steel	Anneau de support, inox.
1629	Viton O-Ring	Viton O-ring	Anneau-O viton
1630	PTFE-Schutzring	Protecting ring PTFE	Anneau de protection PTFE
1635	Schutzring mit 2 O-Ringen kompl.	Protecting ring with 2 O-rings compl.	Anneau de protection avec 2 anneaux-O compl.
8913	Schlaucholive GL 14 kompl.	Hose adapter GL 14 compl.	Olive GL 14 compl.
8914	Überwurfmutter GL 14	Screw cap GL 14	Ecrou chapeau GL 14
8915	O-Ring GL 14	O-ring GL 14	Joint torique GL 14
8916	Olive GL 14, gebogen	Hose stem GL 14, bent	Olive GL 14, coudée
3280	Klammer NS 19	STJ 19 clip	Pince CN 19

Aufbau EL C
Rotavapor EL-131, 141

Assembly EL C

Assemblage EL C



Kühlfalle 2teilig

18960	Glasaufbau C kompl. zu EL
00671	O-Ring, 88,3 × 5,3
00672	Kühlfinger
00677	Hahnreiber, NS 19/38
03280	Klammer NS 19
10180	Verteilstück nur Glas
11130	Verteilstück kompl. mit Ablauventil
11204	Überwurfmutter, di 51,5 mm
11228	Kühlfalle, Aussenteil
11510	Stativ für Kühlfalle kompl.
11511	Kühlfalle 2teilig kompl. (ohne Verteilstück 11130)

Cold Trap 2-parts



Glass assembly C compl. for EL
O-ring, 88,3 × 5,3
<i>Cold finger</i>
<i>Cock, STJ 19/38</i>
<i>STJ 19 clip</i>
<i>Distribution head, glass only</i>
<i>Distribution head compl. with drain valve</i>
<i>Screw cap, di 51,5 mm</i>
<i>Cold trap mantle</i>
<i>Scaffolding for Cold trap compl.</i>
<i>Cold trap 2-parts compl. (without distribution head 11130)</i>

Plège à froid 2-pièce

Assemblage C compl. pour EL
Joint torique, 88,3 × 5,3
Partie intérieure
Robinet, CN 19/38
Pince CN 19
Pièce de distribution, verre
Pièce de distribution compl. avec soupape d'écoulement
Ecrou chapeau, di 51,5 mm
Manteau pour piège à froid
Support pour piège compl.
Piège à froid 2-pièce compl. (sans pièce de distribution 11130)

Zubehör**Accessories****Accessoires**

11606	Wasserregulierdüse ½"	Water reg. valve ½"	Buse de réglage compl. ½"
01308	Regulierdüse	Needle valve	Pointeau pour buse
03560	O-Ring, 6,0 × 1,5	O-ring, 6,0 × 1,5	Joint torique, 6,0 × 1,5
11514	Einsatzsieb	Sieve for needle valve	Tamis pour buse
11515	Dichtung zu Regulierdüse	Gasket for needle valve	Joint pour buse
11289	Reduziernippel ½" – ¾"	Reduction piece ½" – ¾"	Raccord de réduction ½" – ¾"
11290	Reduziernippel ½" – ¾"	Reduction piece ½" – ¾"	Raccord de réduction ½" – ¾"
04133	Silikonschlauch 9/6	Silicon hose 9/6	Tuyau silicone 9/6
04134	Silikonschlauch 14/10	Silicon hose 14/10	Tuyau silicone 14/10
17622	Vakumschlauch 16/6	Vacuum hose 16/6	Tuyau de vide 16/6
17595	Glisseal Laborfett 10 g	Glisseal grease 10 g	Graisse glisseal 10 g
02913	Wasserstrahlpumpe, plastic	Waterjet pump, plastic	Trompe à eau, plastique




8797	Vakuummeter 0–1000 mbar:	0–1000 mbar Vacuummeter:	Manomètre 0–1000 mbar:
8826	Vakuummeter	Vacuummeter only	Manomètre seulement
0056	Stativstange, 12 × 300	Rod, 12 × 300	Tige, 12 × 300
0394	Y-Stück D, 10 mm	Ypiece D, 10 mm	Pièce-YD, 10 mm

RE-111 Antriebsaggregat

RE-111 Drive Unit


RE-111 Unité d'entraînement




Verdrahtungsschema RE-111

Wiring diagram RE-111


Schéma de câblage RE-111



	RE-111 Antriebsaggregat	RE-111 Drive Unit	RE-111 Unité d'entraînement
18984	RE-111 Antriebsaggregat 220/50	RE-111 Drive Unit 220/50	RE-111 Unité d'entraînement 220/50
18983	RE-111 Antriebsaggregat 240/50	RE-111 Drive Unit 240/50	RE-111 Unité d'entraînement 240/50
18982	RE-111 Antriebsaggregat 117/60	RE-111 Drive Unit 117/60	RE-111 Unité d'entraînement 117/60
00631	Schleuderring PTFE	Deflector ring PTFE	Anneau centrifuge PTFE
00632	Nabe	Hub	Moyeu
00568	Ringmutter	Ring nut	Ecrou anneau
00565	Schraubenrad	Screw wheel	Roue hélicoïdale
00569	Kugellager, 35 × 62 × 14	Ball bearing, 35 × 62 × 14	Roulement à billes, 35 × 62 × 14
00633	Haltefeder	Fixing spring	Ressort de retention
10000	U-Scheibe M6 PA	Plastic washer M6	Rondelle plastique M6
10021	Anschlusskabel Typ 12 (CH)	Cable with plug type 12	Câble avec fiche type 12
10023	Anschlusskabel Typ USA	Cable with plug type USA	Câble avec fiche type USA
10029	Anschlusskabel Schuko	Cable with plug Schuko	Câble avec fiche Schuko
10049	Kühlerschraubung	Condenser coupling	Couplage réfrigérant
10074	Gerätestecker	Built-in plug	Fiche incorporée
10133	Fächerscheibe M4	Serrated washer M4	Rondelle à dents M4
10136	Spannstift, 2,5 × 14	Cotter pin 2,5 × 14	Goupille 2,5 × 14
10137	Senkkopfschraube M4 × 12	Countersunk screw M4 × 12	Vis à tête fraisée M4 × 12
10168	Gewindestift M6 × 8	Set screw M6 × 8	Vis sans tête M6 × 8
10239	Senkkopfschraube M3 × 6	Countersunk screw M3 × 6	Vis à tête fraisée M3 × 6
10347	Zylinderkopfschraube M3 × 6	Cylinderhead screw M3 × 6	Vis à tête cyl. M3 × 6
10463	Gewindestift M4 × 5	Set screw M4 × 5	Vis sans tête M4 × 5
10547	Mutter M6	Nut M6	Ecrou M6
10720	Fächerscheibe M5	Serrated washer M5	Rondelle à dents M5
11140	Nabe kompl.	Hub compl.	Moyeau compl.
13478	Wippschalter grün, 110 V	Rocker switch green, 110 V	Interrupteur à poussoir vert, 110 V
13997	Potentiometer 10 K	Potentiometer 10 K	Potentiomètre 10 K
14105	111 GS-1 Motorregelung 220/240 V	111 P.C. Motor control 220/240 V	111 C.I. Réglage moteur 220/240 V
14154	Wippschalter grün, 220 V	Rocker switch green, 220 V	Interrupteur à poussoir vert, 220 V
4159	4 µF Mot.-Kondensator 240 V	4 µF Condenser 240 V	Condensateur 4 µF 240 V
14160	5 µF Mot.-Kondensator 220/117 V	5 µF Condenser 220/117 V	Condensateur 5 µF 220/117 V
14195	111 GS-1 Motorregelung 117 V	111 P.C. Motor control 117 V	111 C.I. Réglage moteur 117 V
5970	Fächerscheibe M2,5	Serrated washer M2,5	Rondelle à dents M2,5
6566	Kabelfüllung F.80	Cable bushing	Passe fil
7833	Anschlusskabel Typ GB	Cable with plug type GB	Câble avec fiche type GB
7834	Anschlusskabel Typ Australien	Cable with plug type Australia	Câble avec fiche type Australia
8631	Steckerplatte RE-111	Plug plate RE-111	Plaque à fiche RE-111
8666	Frontplatte RE-111	Front plate RE-111	Plaque frontale RE-111
8674	Klemmhebel M6 × 60	Handle M6 × 60	Poignée M6 × 60
8675	Klemmhebel M6 × 15	Handle M6 × 15	Poignée M6 × 15
8676	Distanzrohr 12/8 × 33	Distance tube 12/8 × 33	Tube de distance 12/8 × 33
8687	Elektronikgehäuse	Housing for electronics	Boîtier pour l'électronique
8688	Kabeldeckel	Cable plate	Cache câble
8722	Antriebsgehäuse RE	Gear housing RE	Boîtier boîte à vit. RE
8737	Zylinderkopfschraube M4 × 6	Cylinder head screw M4 × 6	Vis à tête cyl. M4 × 6
8738	Zylinderkopfschraube M4 × 55	Cylinder head screw M4 × 55	Vis à tête cyl. M4 × 55
8740	Zylinderkopfschraube M5 × 8	Cylinder head screw M5 × 8	Vis à tête cyl. M5 × 8
8744	Schneidschraube 2,2 × 6,5	Threading screw 2,2 × 6,5	Vis filleté 2,2 × 6,5
8746	Schneidschraube 2,9 × 6,6	Threading screw 2,9 × 6,6	Vis filleté 2,9 × 6,6
8771	111 Elektronik-Einschub 220/240	Plug-in electronics 220/240	Électronique embrochable 220/240
8772	111 Elektronik-Einschub 117/60	Plug-in electronics 117/60	Électronique embrochable 117/60
8865	Motor 220/50 mit Schnecke	Motor 220/50 with worm	Moteur 220/50 avec vis
8866	Motor 240/50 mit Schnecke	Motor 240/50 with worm	Moteur 240/50 avec vis
8867	Motor 117/60 mit Schnecke	Motor 117/60 with worm	Moteur 117/60 avec vis
8890	Gewindeplatte M3	Threaded plate M3	Plaquette filleté M3
8912	Knopf kompl. 15/6 111	Knob compl. 15/6 111	Bouton compl. 15/6 111
9669	Schnecke M 1,25	Worm M 1,25	Vis sans fin M 1,25
9670	Kupplungsring	Clutch ring	Anneau embrayage
9671	Stift 0,7 × 18	Bolt 0,7 × 18	Cheville 0,7 × 18
9686	Resofilplatte 80 × 47	Resofil plate 80 × 47	Plaque resofil 80 × 47
0155	Isolationsplatte		



	RE-121 Antriebsaggregat	RE-121 Drive Unit	RE-121 Unité d'entraînement
18981	RE-121 Antriebsaggregat 220/50	<i>RE-121 Drive Unit 220/50</i>	RE-121 Unité d'entraînement 220/50
18980	RE-121 Antriebsaggregat 240/50	<i>RE-121 Drive Unit 240/50</i>	RE-121 Unité d'entraînement 240/50
18979	RE-121 Antriebsaggregat 117/60	<i>RE-121 Drive Unit 117/60</i>	RE-121 Unité d'entraînement 117/60
00631	Schleuderring PTFE	<i>Deflector ring PTFE</i>	Anneau centrifuge PTFE
00632	Nabe	<i>Hub</i>	Moyeu
00568	Ringmutter	<i>Ring nut</i>	Ecrou anneau
00565	Schraubenrad	<i>Screw wheel</i>	Roue hélicoïdale
00569	Kugellager, 35 × 62 × 14	<i>Ball bearing, 35 × 62 × 14</i>	Roulement à billes, 35 × 62 × 14
00633	Haltefeder	<i>Fixing spring</i>	Ressort de retention
10000	U-Scheibe M6 PA	<i>Plastic washer M6</i>	Rondelle plastique M6
10021	Anschlusskabel Typ 12 (CH)	<i>Cable with plug type 12</i>	Câble avec fiche type 12
10023	Anschlusskabel Typ USA	<i>Cable with plug type USA</i>	Câble avec fiche type USA
10029	Anschlusskabel Schuko	<i>Cable with plug Schuko</i>	Câble avec fiche Schuko
10049	Kühlerverschraubung	<i>Condenser coupling</i>	Couplage réfrigérant
10074	Gerätestecker	<i>Built-in plug</i>	Fiche incorporée
10133	Fächerscheibe M4	<i>Serrated washer M4</i>	Rondelle à dents M4
10136	Spannstift, 2,5 × 14	<i>Cotter pin 2.5 × 14</i>	Goupille 2,5 × 14
10137	Senkkopfschraube M4 × 12	<i>Countersunk screw M4 × 12</i>	Vis à tête fraisée M4 × 12
10168	Gewindestift M6 × 8	<i>Set screw M6 × 8</i>	Vis sans tête M6 × 8
10239	Senkkopfschraube M3 × 6	<i>Countersunk screw M3 × 6</i>	Vis à tête fraisée M3 × 6
10347	Zylinderkopfschraube M3 × 6	<i>Cylinderhead screw M3 × 6</i>	Vis à tête cyl. M3 × 6
10463	Gewindestift M4 × 5	<i>Set screw M4 × 5</i>	Vis sans tête M4 × 5
10547	Mutter M6	<i>Nut M6</i>	Ecrou M6
10717	Fächerscheibe M3	<i>Serrated washer M3</i>	Rondelle à dents M3
10720	Fächerscheibe M5	<i>Serrated washer M5</i>	Rondelle à dents M5
11140	Nabe kompl.	<i>Hub compl.</i>	Moyeu compl.
13478	Wippschalter grün, 110 V	<i>Rocke switch green, 110 V</i>	Interrupteur à poussoir vert, 110 V
14154	Wippschalter grün, 220 V	<i>Rocke switch green, 220 V</i>	Interrupteur à poussoir vert, 220 V
14159	4 µF Mot.-Kondensator 240 V	<i>4 µF Condenser 240 V</i>	Condensateur 4 µF 240 V
14160	5 µF Mot.-Kondensator 220/117 V	<i>5 µF Condenser 220/117 V</i>	Condensateur 5 µF 220/117 V
15970	Fächerscheibe M2,5	<i>Serrated washer M2,5</i>	Rondelle à dents M2,5
16566	Kabellüle F.80	<i>Cable bushing</i>	Passe fil
17833	Anschlusskabel Typ GB	<i>Cable with plug type GB</i>	Câble avec fiche type GB
17834	Anschlusskabel Typ Australien	<i>Cable with plug type Australia</i>	Câble avec fiche type Australia
18667	Frontplatte RE-121	<i>Front plate RE-121</i>	Plaque frontale RE-121
18674	Klemmhebel M6 × 60	<i>Handle M6 × 60</i>	Poignée M6 × 60
18675	Klemmhebel M6 × 15	<i>Handle M6 × 15</i>	Poignée M6 × 15
18676	Distanzrohr 12/8 × 33	<i>Distance tube 12/8 × 33</i>	Tube de distance 12/8 × 33
18686	Steckerplatte RE-121/EL-131	<i>Plug plate RE-121/EL-131</i>	Plaque à fiche RE-121/EL-131
18687	Elektronikgehäuse	<i>Housing for electronics</i>	Boîtier pour l'électronique
18688	Kabeldeckel	<i>Cable plate</i>	Cache câble
18704	Filterhaltefeder	<i>Filter spring</i>	Ressort filtre
18705	Grünfilter	<i>Filter green</i>	Filtre vert
18722	Antriebsgehäuse RE	<i>Gear housing RE</i>	Boîtier boîte à vit. RE
18731	Gummi 3/6 × 9	<i>Rubber 3/6 × 9</i>	Tuyau plastique 3/6 × 9
18737	Zylinderkopfschraube M4 × 6	<i>Cylinder head screw M4 × 6</i>	Vis à tête cyl. M4 × 6
18738	Zylinderkopfschraube M4 × 55	<i>Cylinder head screw M4 × 55</i>	Vis à tête cyl. M4 × 55
18740	Zylinderkopfschraube M5 × 8	<i>Cylinder head screw M5 × 8</i>	Vis à tête cyl. M5 × 8
18744	Schneidschraube 2,2 × 6,5	<i>Threading screw 2.2 × 6.5</i>	Vis filleté 2,2 × 6,5
18746	Schneidschraube 2,9 × 6,6	<i>Threading screw 2.9 × 6.6</i>	Vis filleté 2,9 × 6,6
18830	121 Elektronik-Einschub 220/50	<i>Plug-in electronics 220/50</i>	Électronique embrochable 220/50
18831	121 Elektronik-Einschub 240/50	<i>Plug-in electronics 240/50</i>	Électronique embrochable 240/50
18832	121 Elektronik-Einschub 117/60	<i>Plug-in electronics 117/60</i>	Électronique embrochable 117/60
18836	Distanzhalter L75	<i>Hex-bushing L75</i>	Douille 6-pan L75
18865	Motor 220/50 mit Schnecke	<i>Motor 220/50 with worm</i>	Moteur 220/50 avec vis
18866	Motor 240/50 mit Schnecke	<i>Motor 240/50 with worm</i>	Moteur 240/50 avec vis
18867	Motor 117/60 mit Schnecke	<i>Motor 117/60 with worm</i>	Moteur 117/60 avec vis
18890	Gewindeplatte M3	<i>Threaded plate M3</i>	Plaquette filleté M3
8908	Knopf kompl. 15/6	<i>Knob compl. 15/6</i>	Bouton compl. 15/6
8909	Knopf kompl. 15/4	<i>Knob compl. 15/4</i>	Bouton compl. 15/4
8910	Stecker Ri8 kompl.	<i>Built-in plug Ri8 compl.</i>	Fiche incorporée Ri8 compl.
8911	Stecker Ti8 kompl.	<i>Built-in plug Ti8 compl.</i>	Fiche incorporée Ti8 compl.
9669	Schnecke M 1,25	<i>Worm M 1.25</i>	Vis sans fin M 1,25
9670	Kupplungsring	<i>Clutch ring</i>	Anneau embrayage
9671	Stift 0,7 × 18	<i>Bolt 0.7 × 18</i>	Cheville 0,7 × 18
9686	Resofilplatte 80 × 47	<i>Resofil plate 80 × 47</i>	Plaque resofil 80 × 47
20155	Isolationsplatte		



	EL-131 Antriebsaggregat	EL-131 Drive Unit	EL-131 Unité d'entraînement
8978	EL-131 Antriebsaggregat 220/50	<i>EL-131 Drive Unit 220/50</i>	<i>EL-131 Unité d'entraînement 220/50</i>
8977	EL-131 Antriebsaggregat 240/50	<i>EL-131 Drive Unit 240/50</i>	<i>EL-131 Unité d'entraînement 240/50</i>
8976	EL-131 Antriebsaggregat 117/60	<i>EL-131 Drive Unit 117/60</i>	<i>EL-131 Unité d'entraînement 117/60</i>
0565	Schraubenrad	<i>Screw wheel</i>	Roue hélicoïdale
0568	Ringmutter	<i>Ring nut</i>	Ecrou anneau
0569	Kugellager, 35 × 62 × 14	<i>Ball bearing, 35 × 62 × 14</i>	Roulement à billes, 35 × 62 × 14
1984	Nabe	<i>Hub</i>	Moyeu
0633	Haltefeder	<i>Fixing spring</i>	Ressort de retention
0000	U-Scheibe M6 PA	<i>Plastic washer M6</i>	Rondelle plastique M6
0021	Anschlusskabel Typ 12 (CH)	<i>Cable with plug type 12</i>	Câble avec fiche type 12
0023	Anschlusskabel Typ USA	<i>Cable with plug type USA</i>	Câble avec fiche type USA
0029	Anschlusskabel Schuko	<i>Cable with plug Schuko</i>	Câble avec fiche Schuko
0049	Kühlerverschraubung	<i>Condenser coupling</i>	Couplage réfrigérant
0074	Gerätestecker	<i>Built-in plug</i>	Fiche incorporée
0133	Fächerscheibe M4	<i>Serrated washer M4</i>	Rondelle à dents M4
0136	Spannstift, 2,5 × 14	<i>Cotter pin 2,5 × 14</i>	Goupille 2,5 × 14
0137	Senkkopfschraube M4 × 12	<i>Countersunk screw M4 × 12</i>	Vis à tête fraisée M4 × 12
0160	Kolbenverschraubung	<i>Flask coupling</i>	Couplage pour ballon
0161	Senkkopfschraube M2 × 10	<i>Countersunk screw M2 × 10</i>	Vis à tête fraisée M2 × 10
0168	Gewindestift M6 × 8	<i>Set screw M6 × 8</i>	Vis sans tête M6 × 8
0239	Senkkopfschraube M3 × 6	<i>Countersunk screw M3 × 6</i>	Vis à tête fraisée M3 × 6
0347	Zylinderkopfschraube M3 × 6	<i>Cylinderhead screw M3 × 6</i>	Vis à tête cyl. M3 × 6
0463	Gewindestift M4 × 5	<i>Set screw M4 × 5</i>	Vis sans tête M4 × 5
0528	Mutter M3	<i>Nut M3</i>	Ecrou M3
0547	Mutter M6	<i>Nut M6</i>	Ecrou M6
0720	Fächerscheibe M5	<i>Serrated washer M5</i>	Rondelle à dents M5
1995	Nabe kompl. EL	<i>Hub compl. EL</i>	Moyeu compl. EL
3478	Wippschalter grün, 110 V	<i>Rocker switch green, 110 V</i>	Interrupteur à poussoir vert, 110 V
4154	Wippschalter grün, 220 V	<i>Rocker switch green, 220 V</i>	Interrupteur à poussoir vert, 220 V
4159	4 µF Mot.-Kondensator 240 V	<i>4 µF Condenser 240 V</i>	Condensateur 4 µF 240 V
4160	5 µF Mot.-Kondensator 220/117 V	<i>5 µF Condenser 220/117 V</i>	Condensateur 5 µF 220/117 V
5970	Fächerscheibe M2,5	<i>Serrated washer M2,5</i>	Rondelle à dents M2,5
6566	Kabeltülle F.80	<i>Cable bushing</i>	Passe fil
7833	Anschlusskabel Typ GB	<i>Cable with plug type GB</i>	Câble avec fiche type GB
7834	Anschlusskabel Typ Australien	<i>Cable with plug type Australia</i>	Câble avec fiche type Australia
8668	Frontplatte EL-131	<i>Front plate EL-131</i>	Plaque frontale EL-131
8674	Klemmhebel M6 × 60	<i>Handle M6 × 60</i>	Poignée M6 × 60
8675	Klemmhebel M6 × 15	<i>Handle M6 × 15</i>	Poignée M6 × 15
8676	Distanzrohr 12/8 × 33	<i>Distance tube 12/8 × 33</i>	Tube de distance 12/8 × 33
8686	Steckerplatte EL-121/131	<i>Plug plate EL-121/131</i>	Plaque à fiche EL-121/131
8687	Elektronikgehäuse	<i>Housing for electronics</i>	Boîtier pour l'électronique
3688	Kabeldeckel	<i>Cable plate</i>	Cache câble
3704	Filterhaltefeder	<i>Filter spring</i>	Ressort filtre
3705	Grünfilter	<i>Filter green</i>	Filtre vert
3723	Antriebsgehäuse EL	<i>Gear housing EL</i>	Boîtier boîte à vitesse EL
3731	Gummi 3/6 × 9	<i>Rubber 3/6 × 9</i>	Tuyau plastique 3/6 × 9
3737	Zylinderkopfschraube M4 × 6	<i>Cylinder head screw M4 × 6</i>	Vis à tête cyl. M4 × 6
3738	Zylinderkopfschraube M4 × 55	<i>Cylinder head screw M4 × 55</i>	Vis à tête cyl. M4 × 55
3740	Zylinderkopfschraube M5 × 8	<i>Cylinder head screw M5 × 8</i>	Vis à tête cyl. M5 × 8
3744	Schneidschraube 2,2 × 6,5	<i>Threading screw 2,2 × 6,5</i>	Vis filletent 2,2 × 6,5
3746	Schneidschraube 2,9 × 6,6	<i>Threading screw 2,9 × 6,6</i>	Vis filletent 2,9 × 6,6
3833	131 Elektronik-Einschub 220/50	<i>Plug-in electronics 220/50</i>	Électronique embrochable 220/50
3834	131 Elektronik-Einschub 240/50	<i>Plug-in electronics 240/50</i>	Électronique embrochable 240/50
3835	131 Elektronik-Einschub 117/60	<i>Plug-in electronics 117/60</i>	Électronique embrochable 117/60
3836	Distanzhalter L75	<i>Hex-bushing L75</i>	Douille 6-pan L75
3865	Motor 220/50 mit Schnecke	<i>Motor 220/50 with worm</i>	Moteur 220/50 avec vis
3866	Motor 240/50 mit Schnecke	<i>Motor 240/50 with worm</i>	Moteur 240/50 avec vis
3867	Motor 117/60 mit Schnecke	<i>Motor 117/60 with worm</i>	Moteur 117/60 avec vis
3890	Gewindeplatte M3	<i>Threaded plate M3</i>	Plaquette filleté M3
3908	Knopf kompl. 15/6	<i>Knob compl. 15/6</i>	Bouton compl. 15/6
3909	Knopf kompl. 15/4	<i>Knob compl. 15/4</i>	Bouton compl. 15/4
3910	Stecker Ri8 kompl.	<i>Built-in plug Ri8 compl.</i>	Fiche incorporée Ri8 compl.
3911	Stecker Ti8 kompl.	<i>Built-in plug Ti8 compl.</i>	Fiche incorporée Ti8 compl.
3969	Schnecke M 1,25	<i>Worm M 1,25</i>	Vis sans fin M 1,25
3970	Kupplungsring	<i>Clutch ring</i>	Anneau embrayage
3971	Stift 0,7 × 18	<i>Bolt 0,7 × 18</i>	Cheville 0,7 × 18
3986	Resofilplatte 80 × 47	<i>Resofil plate 80 × 47</i>	Plaque resofil 80 × 47
3955	Isolationsplatte		

Verdrahtungsschema RE-121/EL-131


Die gedruckten Schaltungen werden im Standardaustauschverfahren ersetzt.
Sind wir nicht im Besitz des defekten Prints, kommt der volle Preis für neue Prints zur Anwendung.

Wiring diagram RE-121/EL-131

The printed circuit boards are delivered as a standard exchange item. Full price applies until we receive the faulty print for credit.

Schéma de câblage RE-121/EL-131

Les circuits imprimés sont livrés comme échanges standard. Si nous ne sommes pas en possession d'un circuit imprimé défectueux, le prix entier sera facturé.



Digitalanzeige

Eine Anzeige von 300 oder höher auf der Stellung «Bath» oder «Temp.» heisst:

- keine Fühler angeschlossen oder
- Fühlerunterbruch

Digital display

300 or a higher number on display in position 'Bath' or 'Temp.' means:


- no temperature probe connected or
- probe line interrupted

Affichage numérique


Une valeur de 300 ou plus en position «Bath» ou «Temp.» veut dire:

- sonde n'est pas branché ou
- câble de la sonde défectueux



Print Motorregelung RE-121/EL-131	Print motor control RE-121/EL-131	Circuit imprimé régulation moteur RE-121/EL-131
1130 121 GS-2 Motorregelung 220 V/50 Hz	121 PC-2 Motor control 220 V/50 Hz	121 CI-2 Réglage moteur 220 V/50 Hz
1136 121 GS-2 Motorregelung 117 V/60 Hz	121 PC-2 Motor control 117 V/60 Hz	121 CI-2 Réglage moteur 117 V/60 Hz
1138 121 GS-2 Motorregelung 240 V/50 Hz	121 PC-2 Motor control 240 V/50 Hz	121 CI-2 Réglage moteur 240 V/50 Hz
3905 121 GS-2 Austausch 220 V/50 Hz	121 PC-2 Exchange 220 V/50 Hz	121 CI-2 Echange 220 V/50 Hz
3906 121 GS-2 Austausch 117 V/60 Hz	121 PC-2 Exchange 117 V/60 Hz	121 CI-2 Echange 117 V/60 Hz
3907 121 GS-2 Austausch 240 V/50 Hz	121 PC-2 Exchange 240 V/50 Hz	121 CI-2 Echange 240 V/50 Hz
Verbindungsprint RE-121/EL-131	Junction print RE-121/EL-131	Circuit imprimé liaison RE-121/EL-131
1140 121 GS-3 Verbindeprint	121 PC-3 Junction	121 CI-3 Liaison
3903 121 GS-3 Austausch	121 PC-3 Exchange	121 CI-3 Echange
5525 10 Sicherungen 250 mAT	10 Fuses 250 mA	10 Fusibles 250 mA
1191 Potentiometer 10 kOhm	Potentiometer 10 kOhm	Potentiomètre 10 kOhm
Anzeigeprint RE-121/EL-131	Display print RE-121/EL-131	Circuit imprimé d'affichage RE-121/EL-131
1124 121 GS-1 Anzeigeprint	121 PC-1 Display print	121 CI-1 Affichage
3904 121 GS-1 Austausch	121 PC-1 Exchange	121 CI-1 Echange



Wasserbad 461	Waterbath 461	Bain-marie 461
8999 Wasserbad 461, 220 V	Waterbath 461, 220 V	Bain-marie 461, 220 V
8997 Wasserbad 461, 117 V	Waterbath 461, 117 V	Bain-marie 461, 117 V
2418 Ringheizkörper, 110 V	Heating element, 110 V	Corps de chauffe, 110 V
2419 Ringheizkörper, 220 V	Heating element, 220 V	Corps de chauffe, 220 V
2421 Nylondichtung 35/27 x 2	Nylon Seal 35/27 x 2	Joint nylon 35/27 x 2
2442 Nylondichtung 12/16 x 2	Nylon Seal 12/16 x 2	Joint nylon 12/16 x 2
0005 Thermostat	Thermostat	Thermostat
0010 Anschlusskabel Typ 12	Cable type 12	Câble type 12
0016 Anschlusskabel Schuko	Cable Schuko	Câble Schuko
0017 U-Scheibe 35/27 x 1	Washer 35/27 x 1	Rondelle 35/27 x 1
0018 Mutter M26 x 1,5	Nut M26 x 1.5	Ecrou M26 x 1,5
0019 Einbaustecker	Unit socket	Prise incorporée
0020 Anschlusskabel USA	Cable type USA	Câble type USA
0133 Fächerscheibe M4	Serrated washer M4	Rondelle à dents M4
3785 Wippschalter, 117 V	Rocker switch, 117 V	Interrupteur à poussoir, 117 V
4145 Wippschalter, 220 V	Rocker switch, 220 V	Interrupteur à poussoir, 220 V
4146 Signallampe, 220 V	Pilot lamp, 220 V	Témoin lumineux, 220 V
7835 Anschlusskabel GB	Cable type GB	Câble type GB
7836 Anschlusskabel Australien	Cable type Australia	Câble type Australie
8607 Fuss (4)	Foot (4)	Pied (4)
8638 Gummiprofil	Rubber ring	Joint en caoutchouc
8645 Wasserbehälter	Waterpan	Bassine d'eau
8648 Bad Oberteil	Upper part of bath	Partie supérieure du bain
8671 Thermostatplatte	Thermostat plate	Plaque thermostat
8677 Schlauchnippelpaar	Hose fitting pair	Paire d'olives
3689 Zusatzfuss, hoch	Additional foot, high	Pied supplémentaire, haut
3701 Überlaufrohr	Tube overflow	Tube trop plain
3702 Mutter Überlaufrohr	Nut overflow tube	Ecrou tube trop plain
3703 Silikondichtung 20/13 x 5	Silicone seal 20/13 x 5	Joint silicone 20/13 x 5
3710 Temperaturbegrenzer, 130°C	Temperature limiter, 130°C	Disjoncteur thermique, 130°C
3751 Schraube M4 x 35	Screw M4 x 35	Vis M4 x 35
3756 Frontplatte WB 461	Front panel WB 461	Plaque frontale BM 461
3829 Bad Unterteil	Lower part of bath	Partie inférieure du bain
3908 Knopf kompl. 15/6	Knob compl. 15/6	Bouton compl. 15/6
3761 Deckel	Cover	Couvercle
3762 Siebbodeneinsatz	Perforated bottom insert	Garniture interne
0309 Klammer Temp.-Begrenzer	Clip temperature limiter	Ressort disjoncteur thermique
0310 Klammer Thermostat ber temperaturschutz e Sicherheitssonde (18710) schützt s Bad vor einer Überhitzung bei ockenlauf. ickstellung R: fern die Sicherheitssonde wieder er die Abschalttemperatur abgekühlt kann der Rückstellknopf durch das ch R eingerastet werden.	Clip thermostat Overtemperature cut out The temperature limiter (18710) protects the bath from overheating. Reset R: Provided that the probe has cooled below the trigger temperature, reset the bath by pushing back the button through the hole R.	Ressort thermostat Disjoncteur thermique Le limiteur de température (18710) protège le bain contre le surchauffe. Remise R: Quand la sonde s'est refroidie en dessous de la température de déclenchement, la remise se fait en repoussant le bouton à travers le trou R.



Ölbad 471	Oilbath 471	Bain d'huile 471
3993 Ölbad 471, 220 V	<i>Oilbath 471, 220 V</i>	Bain d'huile 471, 220 V
3991 Ölbad 471, 117 V	<i>Oilbath 471, 117 V</i>	Bain d'huile 471, 117 V
1490 Durabla-Dichtung 12/16 × 2 (2)	<i>Seal durable 12/16 × 2 (2)</i>	Joint durabla 12/16 × 2 (2)
2420 Durabla-Dichtung 35/27 × 2	<i>Seal durable 35/27 × 2</i>	Joint durabla 35/27 × 2
2422 Teflon-Dichtung 35/27 × 0,3	<i>Seal PTFE 35/27 × 0,3</i>	Joint PTFE 35/27 × 0,3
2441 Teflon-Dichtung 16 × 0,3 (4)	<i>Seal PTFE 16 × 0,3 (4)</i>	Joint PTFE 16 × 0,3 (4)
2480 Ringheizkörper, 110 V	<i>Heating element, 110 V</i>	Corps de chauffe, 110 V
2481 Ringheizkörper, 220 V	<i>Heating element, 220 V</i>	Corps de chauffe, 220 V
3004 Thermostat, 30–180 °C	<i>Thermostat, 30–180 °C</i>	Thermostat, 30–180 °C
3010 Anschlusskabel Typ 12	<i>Cable type 12</i>	Câble type 12
3016 Anschlusskabel Schuko	<i>Cable Schuko</i>	Câble Schuko
3017 U-Scheibe 35/27 × 1	<i>Washer 35/27 × 1</i>	Rondelle 35/27 × 1
3018 Mutter M26 × 1,5	<i>Nut M26 × 1,5</i>	Ecrou M26 × 1,5
3019 Einbaustecker	<i>Unit socket</i>	Prise incorporée
3020 Anschlusskabel USA	<i>Cable type USA</i>	Câble type USA
3133 Fächerscheibe M4	<i>Serrated washer M4</i>	Rondelle à dents M4
3785 Wippschalter, 117 V	<i>Rocker switch, 117 V</i>	Interrupteur à poussoir, 117 V
3145 Wippschalter, 220 V	<i>Rocker switch, 220 V</i>	Interrupteur à poussoir, 220 V
3146 Signallampe, 220 V	<i>Pilot lamp, 220 V</i>	Témoin lumineux, 220 V
7835 Anschlusskabel GB	<i>Cable type GB</i>	Câble type GB
7836 Anschlusskabel Australien	<i>Cable type Australia</i>	Câble type Australie
3607 Fuss (4)	<i>Foot (4)</i>	Pied (4)
3648 Bad Oberteil	<i>Upper part of bath</i>	Partie supérieure du bain
3671 Thermostatplatte	<i>Thermostat plate</i>	Plaque thermostat
3689 Zusatzfuss, hoch	<i>Additional foot, high</i>	Pied supplémentaire, haut
3709 Temperaturbegrenzer, 250 °C	<i>Temperature limiter, 250 °C</i>	Disjoncteur thermique, 250 °C
3724 Ölbehälter	<i>Oil pan</i>	Bassine d'huile
3755 Schraube M4 × 45	<i>Screw M4 × 45</i>	Vis M4 × 45
3757 Frontplatte OB 471	<i>Front panel OB 471</i>	Plaque frontale BH 471
3829 Bad Unterteil	<i>Lower part of bath</i>	Partie inférieure du bain
3908 Knopf kompl. 15/6	<i>Knob compl. 15/6</i>	Bouton compl. 15/6
1761 Deckel	<i>Cover</i>	Couvercle
1762 Siebbodeneinsatz	<i>Perforated bottom insert</i>	Garniture interne
309 Klammer Temp.-Begrenzer	<i>Clip temperature limiter</i>	Ressort disjoncteur thermique
310 Klammer Thermostat	<i>Clip thermostat</i>	Ressort thermostat
Übertemperaturschutz Die Sicherheitssonde (18709) schützt das Bad vor einer Überhitzung bei einem Kurzschluss. Zur Rückstellung R: Führen Sie die Sicherheitssonde wieder in die Abschalttemperatur abgekühlten Zustand zurück, indem Sie den Rückstellknopf durch das Loch R eingerastet werden.	Overtemperature cut out <i>The temperature limiter (18709) protects the bath from overheating.</i> <i>Reset R:</i> <i>Provided that the probe has cooled below the trigger temperature, reset the bath by pushing back the button through the hole R.</i>	Disjoncteur thermique Le limiteur de température (18709) protège le bain contre le surchauffe. Remise R: Quand la sonde s'est refroidie en dessous de la température de déclenche- ment, la remise se fait en repoussant le bouton à travers le trou R.




3986	Servo-Schnellheber B-011	Servo jack B-011	Elévateur Servo B-011
3108	Unterlagsscheibe 8,4/15 x 1	Washer 8,4/15 x 1	Rondelle 8,4/15 x 1
3380	Zylinderkopfschraube M4 x 16	Cylinder head screw M4 x 16	Vis à tête cyl. M4 x 16
3386	Zylinderkopfschraube M5 x 10	Cylinder head screw M5 x 10	Vis à tête cyl. M5 x 10
6320	Puffer 10 x 10 x 2	Buffer 10 x 10 x 2	Amortisseur 10 x 10 x 2
3603	Zahnspanscheibe	Toothhead tension disc	Disque de tension denté
3616	Seilrolle	Rope pulley	Poulie
3621	Gleitzapfen, plastik	Sliding block, plastic	Rivet de glissement
3623	Nylonscheibe 50 x 40/1,5	Nylon washer 50 x 40/1,5	Rondelle Nylon 50 x 40/1,5
3624	Nylonscheibe 35 x 20/3	Nylon washer 35 x 20/3	Rondelle Nylon 35 x 20/3
3625	Führungssäule 20 x 270	Column 20 x 270	Colonne 20 x 270
3626	Anschlagschraube M10 x 102	Stopper screw M10 x 102	Vise de l'arrêt M10 x 102
3627	Torsionsfeder	Torsion spring	Ressort à torsion
3628	Arretierstift	Fixing pin	Levier d'arrêt
3629	Druckfeder 59 x 13 x 1,6	Compression spring 59 x 13 x 1,6	Ressort de pression 59 x 13 x 1,6
3632	Seil kompl.	Rope compl.	Corde compl.
3636	Balgrshmen	Frame for bellow	Cadre du soufflet
3637	Faltenbalg zu B-011	Bellow for B-011	Soufflet pour B-011
3641	Wickelrolle	Wrapping pulley	Poulie d'enbobinage
3642	Kraftspeicherboden	Bottom of spring pack	Fond du compensateur
3643	Druckfeder 32 x 10 x 1	Compression spring 32 x 10 x 1	Ressort de pression 32 x 10 x 1
3644	Kraftspeicher vormontiert	Spring pack pre-assembled	Compensateur pré-assemblé
3647	Abdeckkappe Kraftspeicher	Cap of spring pack	Couvercle du compensateur
3665	Kugellager 6203zz, 40/17 x 12	Bearing 6203zz, 40/17 x 12	Roulement à billes 6203zz, 40/17 x 12
3678	Anschlagmutter M10	Stopper nut M10	Ecrou d'arrêt M10
3679	Seilrollenhalterung	Holder for rope pulley	Support du poulie
3680	Abzug B-011	Trigger B-011	Levier de détente B-011
3681	Griff B-011	Handle B-011	Poignée B-011
3682	Verdrehsicherung	Distorsion element	Elément anti torsion
3683	Konsole B-011	Console B-011	Console B-011
3684	Quicklock Benzing 4,0	Quicklock circlip 4,0	Circlip quicklock 4,0
3694	Bezeichnungsschild B-011	Type plate B-011	Plaquette B-011
3696	Grundplatte B-011	Base plate B-011	Plaque de fond B-011
3728	Konsole B-011, vormontiert	Console B-011, pre-assembled	Console B-011, pré-assemblé
3729	Kugelhülse KH 2030	Ball bushing KH 2030	Douille à billes KH 2030
3730	Dichtring G 20 x 28 x 4	Sealing ring G 20 x 28 x 4	Joint G 20 x 28 x 4
3733	Spannstift 2 x 14	Cotter pin 2 x 14	Goupille 2 x 14
3734	Sicherungsscheibe D8	Circlip D8	Circlip D8
3735	Senkkopfschraube M5 x 8	Countersunk screw M5 x 8	Vis à tête fraisée M5 x 8
3736	Zylinderkopfschraube M6 x 16	Cylinder head screw M6 x 16	Vis à tête cyl. M6 x 16
3741	Gewindestift M8 x 16, Nylon	Set screw M8 x 16, Nylon	Vis sans tête M8 x 16, Nylon
3742	Spannstift 4 x 20	Cotter pin 4 x 20	Goupille 4 x 20
3749	Abdeckkappe Konsole	Cap for console	Couvercle pour console
3750	Senkunterlagscheibe M5	Countersunk washer M5	Rondelle fraisée M5
3790	Mutter M8	Nut M8	Ecrou M8
3842	Turm B-011	Tower B-011	Tour B-011
3843	Einsatzplatte	Insert plate	Plaque complémentaire
760	Deckel/Wickelrolle	Cap wrapping pulley	Couvercle poulie d'enbobinage
050	Zylinderkopfschraube M 5 x 60	Cylinder head screw M 5 x 60	Vis à tête cyl. M 5 x 60
1975	Fuss	Foot	Pied






Haltung!
Der Kraftspeicher 18644 darf wegen
gespannten Feder nur durch
zertifiziertes Servicepersonal
öffnet werden.

Caution!
Only authorized service technicians
are entitled to open the 18644
assembly containing a loaded
spring.

Attention!
Seulement des techniciens après
ventes qualifiés sont autorisés à
ouvrir le compensateur 18644
contenant un ressort remonté.




	Hebestativ	Lifting stand	Support élévateur
8987	B-Sicherungsring 8 mm	<i>Circlip 8 mm</i>	Circlip 8 mm
0693	Handgriff	<i>Handle</i>	Poignée
7243	Plastikscheibe 35 × 20/3	<i>Plastic disc 35 × 20/3</i>	Disque en plastique 35 × 20/3
8624	Abdeckplatte Hebestativ	<i>Coverplate lifting stand</i>	Couvercle support élévateur
3863	Grundplatte Hebestativ	<i>Baseplate lifting stand</i>	Fond du support élévateur
8736	Zylinderkopfschraube M6 × 16	<i>Cylinder head screw M6 × 16</i>	Vis à tête cyl. M6 × 16
3774	Führungssäule D 20 × 270	<i>Column D 20 × 270</i>	Colonne D 20 × 270
3775	Bolzen 8 × 30,5	<i>Pin 8 × 30,5</i>	Goujon 8 × 30,5
3776	Klemmhebel Hebestativ	<i>Trigger lifting stand</i>	Levier de détente supp. élévateur
3778	Heberohr zu Hebestativ	<i>Lifting tube</i>	Tube élévateur
3780	Glissa-Lager D 20/28 × 15	<i>Bearing D 20/28 × 15</i>	Coussinet D 20/28 × 15
3781	Pan-head-Schraube M8 × 12	<i>Pan head screw M8 × 12</i>	Vis à tête pan head M8 × 12
3782	Unterlagscheibe 25/8,4 × 2	<i>Washer 25/8,4 × 2</i>	Rondelle 25/8,4 × 2
3784	Griffstange D 10 × 120	<i>Rod D 10 × 120 for handle</i>	Tige D 10 × 120 pour poignée
3799	Druckfeder 20 × 6 × 1	<i>Compression spring 20 × 6 × 1</i>	Ressort de pression 20 × 6 × 1
9975	Fuss	<i>Foot</i>	Pied
3843	Einsatzplatte zu Servo-Schnellheber	<i>Insert plate for servo-jack and lifting stand</i>	Plaque complémentaire pour Servo- et support élévateur



	Temperatursonden	Temperature probes	Sondes de température
I793	Dampftemperatursonde zu Aufbau RE-A	Vapour-temperature probe for assembly RE-A	Sonde de température de vapeur pour assemblage RE-A
I782	Dichtung SVL 15 × 6 PTFE	Seal SVL 15 × 6 PTFE	Joint SVL 15 × 6 PTFE
I549	Überwurfmutter SVL 15	Screw cap SVL 15	Ecrou chapeau SVL 15
I560	O-Ring 6 × 1,5	O-ring 6 × 1,5	Joint torique 6 × 1,5
I810	Fühlerhalteschraube 7,5/M10	Probeholder screw 7,5/M10	Ecrou support sonde 7,5/M10
I814	Fühler 320 mm kompl. zu RE-A	Probe 320 mm compl. for RE-A	Sonde 320 mm compl. pour RE-A
I823	Y, Glas NS 19/38, SVL 15	Y, glass, STJ 19/38, SVL 15	Y, verre, CN 19/38, SVL 15
I917	Schlauch PTFE 600 mm	PTFE-hose 600 mm	Tuyau PTFE 600 mm
I919	Glasrohr zu Sonde 336 mm	Glass-tube for probe 336 mm	Tube en verre pour sonde 336 mm
I923	Stecker SC 8 kompl.	Plug SC 8 compl.	Fiche SC 8 compl.
I794	Dampftemperatursonde zu Aufbau RE-B	Vapour-temperature probe for assembly RE-B	Sonde de température de vapeur pour assemblages RE-B
I782	Dichtung SVL 15 × 6 PTFE	Seal SVL 15 × 6 PTFE	Joint SVL 15 × 6 PTFE
I549	Überwurfmutter SVL 15	Screw cap SVL 15	Ecrou chapeau SVL 15
I560	O-Ring 6 × 1,5	O-ring 6 × 1,5	Joint torique 6 × 1,5
I810	Fühlerhalteschraube 7,5/M10	Probeholder screw 7,5/M10	Ecrou support sonde 7,5/M10
I815	Fühler 255 mm kompl. zu RE-B	Probe 255 mm compl. for RE-B	Sonde 255 mm compl. pour RE-B
I823	Y, Glas NS 19/38, SVL 15	Y, glass, STJ 19/38, SVL 15	Y, verre, CN 19/38, SVL 15
I918	Schlauch PTFE 400 mm	PTFE-hose 400 mm	Tuyau PTFE 400 mm
I920	Glasrohr zu Sonde 271 mm	Glass-tube for probe 271 mm	Tube en verre pour sonde 271 mm
I923	Stecker SC 8 kompl.	Plug SC 8 compl.	Fiche SC 8 compl.
I795	Dampftemperatursonde zu Aufbau EL-S und C	Vapour-temperature probe for assemblies EL-S and C	Sonde de température de vapeur pour assemblages EL-S et C
I782	Dichtung SVL 15 × 6 PTFE	Seal SVL 15 × 6 PTFE	Joint SVL 15 × 6 PTFE
I549	Überwurfmutter SVL 15	Screw cap SVL 15	Ecrou chapeau SVL 15
I560	O-Ring 6 × 1,5	O-ring 6 × 1,5	Joint torique 6 × 1,5
I810	Fühlerhalteschraube 6,3/M10	Probeholder screw 6,3/M10	Ecrou support sonde 6,3/M10
I815	Fühler 255 mm kompl. zu RE-B, EL-S und C	Probe 255 mm compl. for RE-B, EL-S and C	Sonde 255 mm compl. pour RE-B, EL-S et C
I876	Y, Glas, NS 19/26, SVL 15	Y, glass, STJ 19/26, SVL 15	Y, verre, CN 19/26, SVL 15
I918	Schlauch PTFE 400 mm	PTFE-hose 400 mm	Tuyau PTFE 400 mm
I920	Glasrohr zu Sonde 271 mm	Glass-tube for probe 271 mm	Tube en verre pour sonde 271 mm
I923	Stecker SC 8 kompl.	Plug SC 8 compl.	Fiche SC 8 compl.
I796	Dampftemperatursonde zu Aufbau EL-E	Vapour-temperature probe for assembly EL-E	Sonde de température de vapeur pour assemblage EL-E
I782	Dichtung SVL 15 × 6 PTFE	Seal SVL 15 × 6 PTFE	Joint SVL 15 × 6 PTFE
I549	Überwurfmutter SVL 15	Screw cap SVL 15	Ecrou chapeau SVL 15
I560	O-Ring 6 × 1,5	O-ring 6 × 1,5	Joint torique 6 × 1,5
I810	Fühlerhalteschraube 7,5/M10	Probeholder screw 7,5/M10	Ecrou support sonde 7,5/M10
I813	Fühler 70 mm kompl. zu EL-E	Probe 70 mm compl. for EL-E	Sonde 70 mm compl. pour EL-E
I921	Glasrohr zu Sonde 86 mm	Glass-tube for probe 86 mm	Tube en verre pour sonde 86 mm
I923	Stecker SC 8 kompl.	Plug SC 8 compl.	Fiche SC 8 compl.
I819	Temperaturfühler Bad	Temperature probe bath	Sonde pour bain
I560	O-Ring 6 × 1,5	O-ring 6 × 1,5	Joint torique 6 × 1,5
I808	Schutzrohr 130 × 6	Protection tube 130 × 6	Tube de protection 130 × 6
I809	Fühlerhalteschraube 7,5/M10	Probeholder screw 7,5/M10	Ecrou support sonde 7,5/M10
I922	Glasrohr zu Sonde 132 mm	Glass-tube for probe 132 mm	Tube en verre pour sonde 132 mm
I930	Stecker SC 8 kompl.	Plug SC 8 compl.	Fiche SC 8 compl.
I783	Halteklammer Badfühler	Clip for bath probe	Pince pour sonde du bain

Zubehör
Dampfdurchführungsrohr




Accessories
Vapour duct

Accessoires
Conduit de vapeur

Aufbau Assembly Version	Länge mm Length mm Longueur mm	Normschliffe Standard joints Rodages normalisés	* = mit Sicherheitsklammer * = with safety clip * = avec attache rapide				
A	282	10114					
A	282	17484*					
A	290		10980				
A	290		17486*				
A	285			10981			
A	292				10982		
A	292				17488*		
A	279					10983	
A	179					17490*	
A	276						10984
B&C	165	10175					
B&C	165	17485*					
B&C	176		10985				
B&C	175		17487*				
B&C	165			10986			
B&C	175				10987		
B&C	175				17489*		
B&C	159					10988	
B&C	159					17491*	
B&C	156						10989

Verdampferkolben (birnenförmig)
Für EL-Geräte nur mit Übergangsstück
Flansch-NS




Evaporating flasks (pear-shaped)
For EL systems only with adapter
flange-STJ

Ballon évaporateur (piriforme)
Pour les appareils EL uniquement avec
réducteur raccord plat-CN

NS/STJ/CN	29/32	24/40	34,5/35	29/42	24/29	19/26
50 ml	00431	08750	08740	08736	00472	08743
100 ml	00432	08751	08741	08737	00473	08744
250 ml	00433	08754	08755	08738	08753	08745
500 ml	00434	08758	08759	08739	08757	08746
1000 ml	00435	00440	08763	08762	08761	08747
2000 ml	00436	08765	08766	08769	08764	08748
3000 ml	00437	08767	08742	08770	08735	08749


Übergangsstück
Flansch-NS zu EL-Geräten
1 Übergangsstück NS 29/32 wird mit
dem ROTAVAPOR geliefert



Adapter flange-STJ
for EL systems
1 adapter STJ 29/32 is supplied
with the ROTAVAPOR

Réducteur
raccord plat-CN pour appareils EL
1 réducteur raccord plat-CN 29/32 est
fourni avec le ROTAVAPOR


NS/STJ/CN	29/32	24/40	34,5/35	29/42	24/29	19/26
	16661	16865	00921	16866	16867	00916

BÜCHI-Dichtung**BÜCHI seal****Joint d'étanchéité BÜCHI**

	Code
KD-22 für RE-Geräte	00636
KD-26 für EL-Geräte	10179

Die Dichtungen können ohne Fett nützt werden.

Auffangkolben
und mit KS 35/20




	Code
KD-22 for RE systems	00636
KD-26 for EL systems	10179

Both seals can be used without grease.

Receiving flasks
round with SPJ 35/20

Inhalt/Capacity/Capacité	Code
50 ml	00421
100 ml	00422
250 ml	00423
500 ml	00424
1000 ml	00425
2000 ml	00426
3000 ml	00427


Ansch.-Verdampferkolben
EL-Geräten



Flanged evaporating flasks
for EL systems

Inhalt/Capacity/Capacité	Code
100 ml	11607
250 ml	11146
500 ml	11147
1000 ml	11148
2000 ml	11149
3000 ml	11150

Ansch.-Trocknungskolben
EL-Geräten




Flanged drying flask
for EL systems

Inhalt/Capacity/Capacité	Code
500 ml	00459
1000 ml	00460
2000 ml	00461

Ballon évaporateur
pour appareils EL à raccord plat

Ballon dessiccateur
pour appareils EL

**Spezialkolben zur Trocknung
pulverförmiger Substanzen**




Destillierspinnen

**Specila flasks for drying
powdery substances**

Inhalt/Capacity/Capacité	NS/STJ/CN 29/32	NS/STJ/CN 24/
500 ml	00452	115
1000 ml	00453	004
2000 ml	00454	115

Spider evaporators


**Ballon dessiccateur pour
substances pulvérulentes**



Gallettes de distillation

	29/32	24/40
mit 5 Kolben 24/29 à 50 ml	01332	11574
mit 5 Kolben 24/29 à 100 ml	01333	11575

	29/32	24/40		29/32	24/
with 5 flasks 24/29 of 50 ml	01332	11574	avec 5 ballons CN 24/29 à 50 ml	01332	115
with 5 flasks 24/29 of 100 ml	01333	11575	avec 5 ballons CN 24/29 à 100 ml	01333	115



	29/32	24/40
mit 6 zyl. Gläsern 14,5/23 à 20 ml	01334	11576
mit 12 zyl. Gläsern 14,5/23 à 20 ml	01335	11577
mit 20zyl. Gläsern 14,5/23 à 20 ml	01336	11578


	29/32	24/40		29/32	24/
with 6 cyl. tubes 14,5/23 of 20 ml	01334	11576	avec 6 tubes cyl.CN 14,5/23 à 20 ml	01334	115
with 12 cyl. tubes 14,5/23 of 20 ml	01335	11577	avec 12 tubes cyl.CN 14,5/23 à 20 ml	01335	115
with 20 cyl. tubes 14,5/23 of 20 ml	01336	11578	avec 20 tubes cyl.CN 14,5/23 à 20 ml	01336	115



inhängekühlspirale


Diese Spirale kann anstelle des Kühlzimmers in die Kühlfalle eingehängt und mittels Schnellverschluss fixiert werden.

Mit diesem Zubehör kann der ROTAVAPOR nun wahlweise mit Kühlzille oder mit Normalkühler betrieben werden.



anschkolben für

ansch-Dampfdurchführungsrohr
Der weite Kolbenhals gestattet ein leichtes Entfernen von Substanzen aus dem Verdampfungskolben.



ansch-Dampfdurchführungsrohr



		Code
Verdampferkolben zu Spinne <i>Flasks for spider</i>	50 ml	00472
Ballons pour galette <i>Cylinder flasks for spider</i>	100 ml	00473
Zylinderkolben zu Spinne <i>Cylinder flasks for spider</i>	20 ml	00477

Cooling coil insert

This coil can be inserted in the cold-trap condenser in place of the cold finger and can be fixed by means of a quick fastener.

With this accessory, the ROTAVAPOR can now be operated with a cold-trap condenser or with a normal condenser, as desired.

Spirale réfrigérante suspendue

Cette spirale peut être suspendue dans le piège à froid à la place du doigt réfrigérant et être fixée par une attache rapide.

Avec cet accessoire, le ROTAVAPOR peut fonctionner alors selon nécessité avec un piège à froid ou un réfrigérant normal.

		Code
Einhänge-Spirale <i>Coil insert</i>		11518
Schnellverschluss komplett <i>Quick fastener complete</i>		01578
O-Ring-Dichtung <i>O-ring seal</i>	Joint torique Ø 99 x 25,3 mm par piège à froid	00671

Flanged flasks

for flanged vapour duct

The wide flask neck makes it easy to remove substances from the evaporating flask.

Ballon à raccord plat pour

conduit de vapeur à raccord plat

Le col large permet d'enlever facilement les substances du ballon évaporateur.


Inhalt/Capacity/Capacité	Code
500 ml	00441
1000 ml	00442
2000 ml	00443
3000 ml	00444

Flanged vapour duct

Conduit de vapeur à raccord plat

		Code
zu Aufbau A	for A assembly	pour version A
zu Aufbau B und Kühlfalle	for B assembly and cold-trap condenser	pour version B et piège à froid
Verschraubung komplett	Threaded connected complet	Bride complète pour raccord plat
O-Ring-Dichtung	O-ring seal	Joint torique

**Extraktionsaufsatz «Soxhlet»
zu EL-Modellen**



**«Soxhlet» extraction unit
for EL models**

**Extracteur «Soxhlet»
pour modèles EL**

	ml	Code
Reduzieraufsatz <i>Reduction part</i> Pièce de réduction	200/500	11705
Extraktionsaufsatz Unterteil <i>Extraction Vessel lower part</i> Vase d'extraction partie inférieure	200 ml 500 ml	11585 11388
Stab 12 x 750 (zu Extraktion) <i>Rod (for extraction)</i> Tige (pour l'extraction)		11904
PTFE O-Ring		19051
Verschraubung komplett <i>Coupling complete</i> Raccordement complet		00982

fest/flüssig, komplett	Code
Inhalt 200 ml	11744
Inhalt 500 ml	11745
Extraktionshülsen	
Inhalt 200 ml	08560
Inhalt 500 ml	00989

Solid/liquid, complete	Code
Capacity 200 ml	11744
Capacity 500 ml	11745
Extraction cartridges	
Capacity 200 ml	08560
Capacity 500 ml	00989

Solid/liquide, complète	Code
Capacité 200 ml	1174
Capacité 500 ml	1174
Cartouches d'extraction	
Capacité 200 ml	0856
Capacité 500 ml	0098

Stativmontage-Adapter

Dieser Adapter ermöglicht die Montage des Antriebsaggregates an einer Laborstativstange mit einem Durchmesser von 12 bis 15 mm.
Geeignet für Aggregate 111/121/131.


Stand assembly adapter

This adapter enables the drive unit to be mounted on a laboratory stand having a rod of diameter 12 to 15 mm.

Suitable for units 111/121/131.

Adaptateur pour montage sur statif


Cet adaptateur permet le montage du bloc d'entraînement sur une tige de statif de laboratoire d'un diamètre de 12 à 15 mm.
Convient aux ensembles 111/121/131.



Code	18798

BÜCHI

ROTAVAPOR®



BÜCHI

Laboratory Techniques Ltd.
CH - 9230 Flawil/Switzerland

Tel. 071 84 8181, Telex 881230 buchi ch, Telefax 071 83 57 11


Introduction

It is now hardly possible to consider rapid and careful evaporation of solvents in the laboratory without ROTAVAPOR (vacuum rotary evaporator).

The first ROTAVAPOR for professional users was originally produced by BÜCHI in the fifties.

Today's ROTAVAPOR which combines traditional craftsmanship with up-to-date technology, satisfies **your** requirements too. In addition to the conventional evaporation of solvents, the number of possible applications of the ROTAVAPOR has greatly increased.

In particular, the first fully automatic ROTAVAPOR RE-140/EL-141 opens up new horizons.



Advantages of the ROTAVAPOR

When BÜCHI designs a new system in collaboration with the users, very clear goals are first set. These were so ambitious that new standards were applied to many points:

Problem-solving

The ROTAVAPOR, from the robust standard model RE-111 up to the fully automatic RE-140/EL-141, takes full account of **your** personal needs too. In particular, the comprehensive range of accessories make it possible to carry out a large number of applications.

Finest quality

The ROTAVAPOR offers you top performance and reliability at reasonable cost. The BÜCHI philosophy is to give the best and not just the necessary quality. Quality also includes advice for special needs and a first-class customer service.

Safest ROTAVAPOR

All baths are designed as safety water baths. An additional thermal cut out prevents the worst if you have switched the bath on without liquid. A standard feature at no extra cost.

The glass components are provided with threaded safety connectors.

The fully automatic ROTAVAPOR RE-140/EL-141 has a remote control for those who want to remain "at a distance".

All systems are supplied with the BÜCHI STJ combi clip. It is permanently fitted and retains the flask even at normal pressure.

Balanced

A special exclusive feature is the servo quick-action jack. In the B-011 version, it can be raised and lowered almost without effort; Swiss precision work, pioneering in a new direction!

The quick-action jack B-143 belonging to the ROTAVAPOR RE-140/EL-141 is of course motor-driven. Automatic raising or lowering by pressing a key or according to the distillation program.

Application of the ROTAVAPOR

The popularity of the ROTAVAPOR is also based on its versatility. The ROTAVAPOR adapts to changing needs or can be suitably modified. The two different drive units can be provided with a total of six tried-and-tested glass assemblies. Their application can be optimised by the extensive range of accessories.

The following areas of application of the ROTAVAPOR can also be combined, e.g. extraction/concentration with simultaneous solvent regeneration.

- Distillation
- Concentration
- Reaction
- Powder drying
- Coating
- Crystallisation
- Solvent purification
- Extraction
- Degassing

General specifications

Drive unit

Powerful sparkless induction motor, 0–220 rpm, electronically regulated. The torque is proportional to the load. Power input 85W.

Seals

Durable PTFE seal vulcanised on elastic rubber compound. Vacuum-tight to <1 mbar.

Baths

Ø 265 mm, capacity 9 litres, overtemperature cut out with double circuit system, stainless steel body.
Oil bath 30–180° C, 1200W
Water bath 20–100° C, 1200W with top-up, overflow and drain function

Glassware

First-class, chemically inert borosilicate glass.

Flasks

Both evaporating and receiving flasks can be obtained with capacities from 50 ml to 3 litres. The units are supplied as standard with one 1 litre receiving flask SPJ 35/20 and one evaporating flask STJ 29/32. Naturally, you will also find all other standard ground joints in our range (see page 13).

Connectors

- On the glass components:
- threaded safety connectors Ø 9 mm
 - On the water bath:
 - inlet 8 mm
 - outlet 14 mm

Cooling water consumption

Approx. 1.5 litres per minute

Raising distance

The raising/lowering distance of the quick-action jack is 150 mm

Shipping weight




20–25 kg, according to model



For your use: The optimum assembly

Models RE-111, 121 and 140

The RE models have a fixed seal, the KD-22, and a rotating vapour duct. The glass assemblies A, B, C which are possible with this system are suitable for concentration/distillation. Flasks with an internal neck diameter of 50 mm, and a corresponding vapour duct, are obtainable as accessories.



A Assembly

This assembly is characterised by the diagonal condenser. It has widespread use for the **simple distillation** of organic solvents.

The vapours pass from the evaporating flask through the vapour duct into the condenser. The vapours condense on the tap-water-cooled coils. The condensate runs into the receiving flask.

The stopcock on the condenser is used for continuously filling the evaporating flask and for aerating the unit.

B Assembly

The vertical condenser of the B assembly is cooled with tap-water. This configuration requires 10 cm less bench space than the A assembly. Also, the vapour duct is shorter. The B assembly is therefore particularly suitable for **stripping solvents** with high heat of evaporation, for example water and methanol.

The vapours pass from the evaporating flask through the short vapour duct. The vapours already condense in the distribution head or on the condenser coils. The liquid is collected in the round-bottomed flask.

The stopcock on the distribution head is used for feeding solvents and for aerating the system.

C Assembly

The two-piece cold-trap condenser can be filled with dry-ice, cooling brine or liquid air. This enables **solvent freezing**. The applications of the cold-trap condenser are: Distillation at low temperatures, freeze-drying.

The cold finger can be removed without tools for recovery of the distillate and cleaning.




There is no provision for continuous feeding of the evaporating flask.

The vapours pass through the short vapour duct into the cold-trap condenser. The distillate can freeze out on the cold finger or run as liquid into the receiving flask.

Models EL-131 and 141

The EL glass assemblies S, E, C permit the following applications in addition to distillation and concentration: reactions under reflux, degassing of samples, Soxhlet extractions. In the EL models, the vapour duct is fused to the distribution head and stationary. The KD-26 seal

rotates. Evaporating flasks with a flange of internal 35 mm are obtainable as accessories and can be fixed directly to the unit.



S Assembly

The vertical condenser is cooled with tap-water. A PTFE valve is fitted to the distribution head. The valve is opened for distillation. The vapours pass through the distribution head, condense in the condenser and run freely into the receiving flask.

If the receiver valve is closed, the condensate runs back into the evaporating flask; this is called **distillation under total reflux**.

With total reflux, solutions can be degassed and a very large number of reactions can be carried out under vacuum or at normal pressure. This offers the possibility of evaporating off solvent at any time by opening the receiver valve. Using the glass stopcock, reactant or solvent can be fed into the evaporating flask.

A Soxhlet extraction unit can be supplied as an accessory. This is inserted between the distribution head and the condenser. Extraction takes place when the receiver valve is closed and the extract is concentrated when the valve is opened.

E Assembly

An **expansion vessel** is fitted in front of the descending condenser. The vapours pass from the evaporating flask into the distribution head and rise into the expansion vessel, which acts as a buffer vessel for any foam reaching this point. By widening the cross-section, the vapours are expanded and their speed reduced. Aerosols and drops carried over are separated off and run back into the evaporating flask.

The vapours must pass through the whole length of the condenser so as to reach the receiving flask as condensate. The distribution head has a stopcock for continuous feed and for aerating the unit.

The main applications of the E assembly are: **Distillation of solvents with low heat of evaporation, high-foaming solvents and solvent recovery.**

C Assembly

In this assembly, the **cold-trap condenser** replaces the conventional coil condenser. The inner part of the cold-trap condenser, namely the **cold finger**, receives the coolant, for example dry-ice, liquid air or cooling brine.

The applications of this C assembly are: **Distillation at low temperatures, freeze-drying, condensation of low-boiling solvents.**

The distribution head has a feed/aerating stopcock next to the PTFE receiver valve.


The vapours pass from the evaporating flask through the distribution head into the cold-trap condenser. Products which freeze out deposit on the cold finger. Liquid condensate run as into the receiving flask or, if the valve is closed, back into the evaporating flask.

ROTAVAPOR RE-111

The most popular ROTAVAPOR is the Model RE-111. It forms part of the standard equipment in modern chemical laboratories throughout the world. The ROTAVAPOR RE-111 is the result of decades of BÜCHI experience in the construction of such systems; in other words: it was shaped through distillations.


The mechanical construction of the drive unit is made to suit the RE glassware A, B, C. The ROTAVAPOR RE-111 can be used either with the water bath B-461 or with the oil bath B-471. Both are suitable for heating evaporating flasks from 50 ml to 3 litres.

The advantages of the ROTAVAPOR RE-111 are enhanced by the servo quick-action jack B-011; safe, problem-free distillation in regular daily use is guaranteed.



Ordering Information

The units are supplied with one 1 litre evaporating flask STJ 29/32 and one receiving flask SPJ 35/20.




Accessories

The accessories suitable for this system are listed on pages 12-15.

ROTAVAPOR RE-121

The large green LED show you, as required, the rpm, the bath temperature and, with an additional sensor, the vapour temperature. A precision of 1% is achieved by modern electronics in a compact structure. The ROTAVAPOR RE-121 offers quality at reasonable cost. The drive unit is suitable for the RE glass assemblies A, B and C. Either the water bath B-461 or the oil bath B-471 can be used, according to the application. For

this unit, we recommend especially the servo jack B-011. ROTAVAPOR RE-121, digitised distillation!



The units are supplied with one 1 litre evaporating flask STJ 29/32 and one receiving flask SPJ 35/20. The sensor for measuring the vapour temperature must be ordered separately: see Accessories.

Ordering Information

ROTAVAPOR RE-121	Glass Assembly	220-240 V 50-60 Hz	100-117 V 50-60 Hz	Dimensions mm
With servo jack B-011 and water bath B-461	A	19155	19157	Width 75
With servo jack B-011	A	19152	19152	Height 65
With lifting stand	A	19143	19151	Depth 35
With servo jack B-011 and water bath B-461	B	19164	19166	Width 62
With servo jack B-011	B	19161	19163	Height 100
With lifting stand	B	19158	19160	Depth 35
With servo jack B-011 and water bath B-461	C	19173	19175	Width 58
With servo jack B-011	C	19170	19172	Height 80
With lifting stand	C	19167	19169	Depth 35

Accessories

The accessories suitable for this system are listed on pages 12-15.


ROTAVAPOR EL-131

We recommend the ROTA VAPOR EL-131 for applications which are not restricted only to distillation and concentration. The glass assemblies S, E and C can be used with the ROTA VAPOR EL-131.

The rpm, the bath temperature and, with an optional sensor, the vapour temperature are reversibly displayed with clearly visible, green LED elements.

The most modern electronics — only components of «process quality» are fitted — offers you a precision of 1%.

The ROTA VAPOR EL-131, with its variety of possible applications, is the first choice for synthesis laboratories. Oil bath or water bath can be added to the ROTA VAPOR EL-131. For routine use, the unique servo quick-action jack B-011 is of course a must!



**Reaction and distillation:
ROTA VAPOR EL-131
with digital display at an
affordable cost!**

The units are supplied with one 1 litre evaporating flask STJ 29/32 and one receiving flask SPJ 35/20.
The sensor for measuring the vapour temperature must be ordered separately: see Accessories.

Ordering Information

ROTA VAPOR EL-131

With servo jack B-011 and water bath (B-040)

With servo jack B-011

With lifting stand

With servo jack B-011 and oil bath (B-040)

With servo jack B-011

With lifting stand

With servo jack B-011 and water bath (B-040)

With servo jack B-011

With lifting stand

Accessories


The accessories suitable for this system are listed on pages 12–15.

ROTAVAPOR RE-140/EL-141

These two models differ in the glass components which they use. The RE-140 can be combined with the RE assemblies A, B or C and the EL-141 can be combined with the EL glassware S, E or C.

The ROTA VAPOR RE-140/EL-141 is the first rotary evaporator to permit fully automatic distillation. The use of the microprocessor makes it possible to carry out distillations according to fixed programs. Particular

attention has been paid to make it easy to use: rotation speed and distillation pressure are selected via rotary potentiometers without anything having to be keyed in. In this instance, it is more practical than keying-in. Other functions, for example motor-driven raising/lowering of the quick-action jack, are effected by keying-in. The keys do not have any confusing dual functions and, when keying-in, the confirmatory click is felt with the fingertip.



Main features of ROTA VAPOR RE-140/EL-141

- Fully automatic distillation
- Integrated vacuum controller
- User-friendly electronics
- Motor-driven quick-action jack
- Six possible glass assemblies

Automatic distillation

An automatic distillation is best described with the aid of a practical example: a substance dissolved in water loses its biological activity at 60°C. The substance must be concentrated to complete dryness by evaporation, quickly and under mild conditions.

a) Bath temperature

In the example, you set this to 55°C which is below the temperature which is harmful to the substance.

On pressing **Desired bath temperature [°C]**, the previously used temperature appears in the display. If this value is other than 55, you press **Set bath temperature [°C]** and key in 55.

The diode **Heating** lights up when current is flowing through the heating system. The present temperature is displayed by means of the key **Actual bath temperature [°C]**.

If for any reason the bath temperature rises 5°C above the desired temperature, the system automatically switches off and a fault is displayed.

b) Distillation vacuum

A difference between bath temperature and boiling point of 20°C ensures a sufficiently large evaporative capacity. Accordingly, with a bath temperature of 55°C minus 20°C, the boiling point must be 35°C. This is obtained at a pressure of 30 mbar.

With the rotation switched on, you actuate the key **Controlled vacuum** and the pressure is reduced to the preset value by means of the potentiometer **Vacuum**. To display the present vacuum, the key **Actual vacuum [mbar]** is pressed.

The key **Aerate** aerates the unit while it is being pressed. With this key, you can at any time immediately suppress foaming which occurs during evacuation.

The desired pressure of 30 mbar is now kept constant automatically.

The Distillation


The object is to evaporate the sample to complete dryness.

By pressing the key the flask is lowered into the bath by means of the motor. Instead of the bath temperature, we can now display the vapour temperature with the key **Vapour temperature [°C]**. This will adjust itself to the desired 35°C. As soon as this temperature has been reached, we now select the mode of operation. Constant vapour temperature with the key **Controlled vapour temperature**. The ROTAVAPOR now operates not under constant vacuum, but changes the vacuum, as required, in order to keep the vapour temperature constant.

c) End of Distillation

As soon as all the solvent has evaporated off, the ROTAVAPOR must stop operating. As required, the sample has been evaporated rapidly, under mild conditions and to dryness.

In every distillation, the vapour temperature drops when no more solvent evaporates. The microprocessor therefore monitors the vapour temperature continuously. If this drops over a certain time, the ROTAVAPOR is switched off. Switching-off procedure consists of: stop rotation, aerate, raise evaporating flask out of the bath, short acoustic signal. You engage this function by pressing the key **Automatic stop**.




Necessary Accessories: These items are not included as standard item and must be ordered separately.

1 Water-jet pump unit, Code 23349, or when using a mechanical vacuum pump: 1 Vacuum valve with 5 mm orifice, Code 27259.

Ordering Information

ROTAEVAPOR RE-140	Dimensions mm (in.)
With motor-driven jacket B-142 and water bath B-143	Width 600 (23.6) Height 600 (23.6) Depth 500 (19.7)
With motor-driven jacket B-142 and oil bath B-144	Width 600 (23.6) Height 600 (23.6) Depth 500 (19.7)
With motor-driven jacket B-142 and oil bath B-144	Width 600 (23.6) Height 600 (23.6) Depth 500 (19.7)
With motor-driven jacket B-142 and water bath B-143	Width 600 (23.6) Height 600 (23.6) Depth 500 (19.7)
With motor-driven jacket B-142 and oil bath B-144	Width 600 (23.6) Height 600 (23.6) Depth 500 (19.7)
ROTAEVAPOR RE-140	Dimensions mm (in.)
With motor-driven jacket B-142 and water bath B-143	Width 600 (23.6) Height 600 (23.6) Depth 500 (19.7)
With motor-driven jacket B-142 and oil bath B-144	Width 600 (23.6) Height 600 (23.6) Depth 500 (19.7)
With motor-driven jacket B-142 and oil bath B-144	Width 600 (23.6) Height 600 (23.6) Depth 500 (19.7)
With motor-driven jacket B-142 and water bath B-143	Width 600 (23.6) Height 600 (23.6) Depth 500 (19.7)
With motor-driven jacket B-142 and oil bath B-144	Width 600 (23.6) Height 600 (23.6) Depth 500 (19.7)

Accessories for ROTAVAPOR 111, 121/131





Water bath B-461

The water bath B-461 has a diameter of 265 mm and can take flasks up to 3000 ml. The 1200 Watt heating system keeps the temperature constant, even with large heat extraction. The temperature range is 20 to 100° C. Temperature accuracy $\pm 1^\circ \text{C}$. The stainless steel body has an incurved edge so that the bath liquid does not splash over the edge. The water bath B-461 has a continuous feed as well as an overflow and drain device. The latter is constructed so that the level cannot fall below the heating coil. As an active safety feature, the B-461 uses a double circuit system, with two sensors and two separate switching circuits.


If distilled or deionised water is used in the water bath, borax must be added.

Ordering information



Oil bath B-471

The oil bath can be used in the range from 30 to 180° C. Temperature accuracy $\pm 1^\circ \text{C}$. Thermal oil, water-soluble polyalkylene glycol or PEG can be used as the bath liquid. The oil bath is of course equipped with a safety circuit. This consists of a second probe and a second switching circuit. The diameter of the bath is 265 mm, the body is made of stainless steel and the heating power is 1200 Watt. Flasks of 30 to 3000 ml can be used with the oil bath B-471.



Servo Jack B-011

The servo jack B-011 is the ideal complement for the 111, 121 and 131 units.


The new servo jack is exceptionally easy to use and extremely stable. This masterpiece of Swiss precision is designed for hard daily use.

The glass assemblies are raised and lowered with precision, without effort and without jolts. This unique solution is afforded by the patented energy accumulator. The vertical adjustment is 150 mm. The water or oil bath, added as an autonomous module, makes the ROTAVAPOR compact.

Ordering information



Ordering code




Lifting stand

This robust lifting stand is suitable for raising/lowering the 111, 121/131 units. The vertical adjustment distance is 150 mm. The BÜCHI heating baths naturally fit into the stand. The lifting stand has no servo assistance for power boosting.

Ordering code




Accessories



Vapour duct

Assembly	mm	Standard joints	with Cambi-clips			
	29,2/32	24/40	34,5/35	29,2/42	24/29	19,8/26
A	280	23733				
A	280	17484				
A	290		39733			
A	290		17486			
A	286			10981		
A	290				27079	
A	290				17488*	
A	280					27077
A	280					17490*
A	276					10984
B&C	165	23745				
B&C	165	17485*				
B&C	176		23738			
B&C	175		17487*			
S&C	165			10986		
B&C	176				27078	
B&C	175				17489*	
B&C	180					27076
B&C	180					17491*
B&C	186					10989



Evaporating flasks (pear-shaped)

For EL systems only with adapter flange-STJ

STJ	29/32	24/40	34,5/35	29/42	24/29	19/26
50 ml	00431	08750	08740	08736	00472	08743
100 ml	00432	08751	08741	08737	08479	08744
250 ml	00433	08754	08755	08738	08753	08745
500 ml	00434	08758	08759	08739	08757	08746
1000 ml	00435	00440	08763	08762	08761	08747
2000 ml	00436	08765	08766	08769	08764	08748
3000 ml	00437	08767	08742	08770	08735	08749

Adapter flange STJ for EL systems


1 adapter STJ 29,2/32 is supplied with the ROTAVAPOR

STJ	29,2/32	24/40	34,5/35	29,2/42	24/29	19/26
	23733	23747	00921	27101	27100	00916


BÜCHI seal

	Code
KD-22 for RE systems	00636
KD-26 for EL systems	10179


Both seals can be used without grease.




Accessories



Receiving flask
round with SPJ 35/20



Flanged evaporating flasks
for EL systems




Special flasks for drying
powdery substances


Capacity	Code No.	Code No.
500 ml	064404	11579
1000 ml	064405	064420
2000 ml	064406	11580

Capacity	Code No.	Code No.
500 ml	064407	11581
1000 ml	064408	064421
2000 ml	064409	11582


Capacity	Code No.	Code No.
500 ml	064404	11579
1000 ml	064405	064420
2000 ml	064406	11580



Spider evaporators
for RE models



Spider evaporators, for RE models



Cooling coil insert

This coil can be inserted in the cold-trap condenser in place of the cold-finger.


With this accessory, the ROTAVAPOR can now be operated with a cold-trap condenser or with a normal condenser, as desired.

Capacity	Code No.	Code No.
500 ml	064404	11579
1000 ml	064405	064420
2000 ml	064406	11580

Capacity	Code No.	Code No.
500 ml	064407	11581
1000 ml	064408	064421
2000 ml	064409	11582


Capacity	Code No.	Code No.
500 ml	064404	11579
1000 ml	064405	064420
2000 ml	064406	11580

Accessories




Flanged flask for flanged vapour duct, for RE models
The wide flask neck makes it easy to remove substances from the evaporating flask.

Capacity	Code
500 ml	00444
1000 ml	00442
2000 ml	00443
3000 ml	00444




Flanged vapour duct
for RE models



«Soxhlet» extraction unit
for EL models


Code	Item
00509	Top assembly
00510	Bottom assembly and solid/liquid compartment
00520	Unfilled compact compartment
01541	Cleaning seal

Code	Item
11744	Solid/liquid complete
11745	Capacity 200 ml
08569	Capacity 500 ml
00569	Extracting cartridges
00989	Capacity 200 ml
00989	Capacity 500 ml




Vapour temperature measuring sensors

Recommended accessories for the RE-121/EL-131 (for the RE-140/EL-141 included when supplied)



0-1000 mbar vacuummeter
for the RE-111/121 and EL-131



Stand assembly adapter
This adapter enables the drive unit to be mounted on a laboratory stand having a rod of diameter 12 to 15 mm.
Suitable for units 111/121/131

Code	Item
13793	Stand assembly adapter


Code	Item
13793	Stand assembly adapter

Code	Item
13793	Stand assembly adapter

ROTAVAPOR R-152

Introduction


The ROTAVAPOR R-152 has been designed to process batches between 1 and 15 litres of solvent or for continuous feed. The R-152 is predominantly used for the gentle evaporation of solvents at normal pressure or under vacuum. The ROTAVAPOR R-152 is suitable for many applications in addition to the distillation and the stripping of solvents. The design concept of the glass configurations combined with the accessories provided, make it possible to carry out the following operations: powder and granule drying, reflux reactions, recrystallization, solid/liquid extractions, automatic concentration by evaporation, and many other operations.




Technical data

Rotary drive	Motor	Enclosed induction motor with cooling, 100 Watt, protection class IP 54			
	Speed regulation	Electronic, infinitely variable from 15 to 130 rpm, high torque over the entire range			
Bath	Diameter Depth Capacity Bath pan	412 mm 220 mm 29 l Made of stainless steel, water bath with continuous replenishing with needle valve for constant level			
	Heater regulation	Oil bath with protective surround eliminating risk of accidental contact with hot bath wall			
Power rating in Watt	Water bath Temperatur range °C	3750 20–100	Oil bath 20–180		
Over temperature		Cut-out switch which responds whenever the required temperature is exceeded by 15 °C for any reason.			
Raising/Lowering		A warning light is illuminated			
		Motorized, with automatic lowering in the event of a power failure			
Flasks	Receiving flask Evaporation flask	10 l with built-in drain valve for emptying and volume scale 10 l as standard, 6 and 20 l as option			
Display/ Operating elements	Bath temperature Vapour temperature Speed of rotation	with large green LED's, switchable by			
Aeration		Built-in aeration valve, aerates when the aeration key is pressed or in event of a power failure. Also suitable for use with inert gas			
Vacuum	Thightnes	Better than 1 mbar			
Pump	Recommended pump rate	3–5 m ³ /hour			
Cooling water consumption	Approx. 200 l/hour				
Weight	Approx. 70 kg, depending on glass configuration				
Dimensions	Width R configuration	90 cm	Depth 49 cm		
All other configurations	105 cm	58 cm	Height 172 cm		


The six different glass configurations




Rotavapor R-152/R
Reflux




Rotavapor R-152/RW
Reflux with interchangeable receiver




Rotavapor R-152/D
Descending



Rotavapor R-152/DW
Descending with interchangeable receiver



Rotavapor R-152/D2
Descending with two condensers




Rotavapor R-152/D2W
Descending with two condensers and with interchangeable receiver

Ordering Information

Glass configuration/Bath-type	Voltage (Volt) Frequency (Hertz)	3 x 380/220 50-60	1 x 220 50-60	3 x 220 50-60	1 x 240 50-60
Reflux					
Water bath	152/R	27192	27194	27196	27198
Water bath, change overreceiver	152/RW	27210	27211	27213	27212
Oil bath	152/R	27193	27195	27197	27197
Oil bath, change overreceiver	152/RW	27230	27231	27233	27232
Descending					
Water bath	152/D	27214	27215	27217	27216
Water bath, change overreceiver	152/DW	27222	27223	27225	27224
Oil bath	152/D	27234	27235	27237	27236
Oil bath, change overreceiver	152/DW	27242	27243	27245	27244
Descending with two condensers					
Water bath	152/D2	27218	27219	27221	27220
Water bath, change overreceiver	152/D2W	27226	27227	27229	27228
Oil bath	152/D2	27238	27239	27241	27240
Oil bath, change overreceiver	152/D2W	27246	27247	27249	27248


ROTAVAPOR M



ROTAVAPOR M Standard

With a vertical condenser, this ROTAVAPOR is suitable for working under reflux. If the condenser is swivelled downwards, the condensate runs into the receiving flask.

The many accessories make this system particularly suitable for educational purposes. Ask for the guide for carrying out the experiments!



Special accessories (only for ROTAVAPOR M Standard!) for carrying out the following operations:



The ROTAVAPOR, Standard and Compact are designed for working with small volumes. Evaporating flasks with capacities of 30, 50, 100 and 200 ml can be firmly screwed to the drive unit.

The volumes of the receiving flasks are 50, 100 and 250 ml.

The ROTAVAPOR M is supplied with a water bath or oil bath, as desired.

General specifications of ROTAVAPOR M


Drive unit: Sparkless induction motor
Power input 24 W
Rpm fixed at 150

Baths: Ø 140 mm external and Ø 110 mm internal
Bath capacity 1 litre, power input 400 W
Water bath 20–110°C
Oil bath 60–200°C


Weight: 5 kg net, shipping weight 7 kg.

ROTAVAPOR M Compact

With its glass assembly, the ROTAVAPOR M Compact is suitable for applications restricted exclusively to the distillation of solvents. The ROTAVAPOR M Compact has a structure requiring a particularly small amount of space.



ROTAVAPOR 176 Ex/186 Ex



ROTAVAPOR 176 Ex

Rotary evaporator with 20 litre flask for use in rooms with explosion hazard. Complies with SEV and VDE codes. Steam-heated water bath, infinitely variable speed control with mechanical gear unit.


Alternation receiving device with two receiving flasks of 10 litres each.

ROTAVAPOR 186 Ex

Rotary evaporator with 50 litre evaporating flask, explosion-proof in compliance with SEV and VDE codes. Steam-heated water bath adjustable from 30 to 100°C. Infinitely variable mechanical speed control from 5 to 95 rpm. 2 alternative setups as with ROTAVAPOR 176.

Alternation receiving device with two receiving flasks of 20 litres each.

B-168 Vacuum/Distillation Controller



The B-168 Vacuum/Distillation Controller keeps a vacuum constant and can also be used as an apparatus for automatic distillation control of a ROTAVAPOR by the addition of the Dual-Temp probe.

If the Dual-Temp probe for distillation control is not connected, the B-168 performs the functions of a vacuum controller: a preselected pressure in the range of atmospheric pressure to 1 mbar is kept constant by switching a solenoid valve in the vacuum line or by controlling a water jet pump equipped with valves. The band width of the switching points (hysteresis) is matched automatically.

All B-168 units are equipped as standard with an aeration valve.

Additional applications for the B-168 include a wide range of vacuum systems such us drying ovens, desiccators, filtrations and many other equipment requiring a defined, precisely controlled vacuum.

Ordering Information

B-168 Vacuum/Distillation Controller

Voltage	Part Number
230 V	27053
100-115 V	27052
240 V	26564

B-167 water-jet pump unit

Part Number	27054

B-164 24 V water-jet pump unit

Part Number	28348

Dual-Temp probe, complete

Condenser Type	Part Number
For diagonal condenser with SG 119/38	24919
For vertical condenser with SG 929/32 and inside diameter 0.15-22 mm until 200 mm	24910

Manufacturing program

Evaporation of Solvents

- Rotary Evaporators ROTAVAPOR®
- Vacuum Controller
- PTFE pump and controller
- Recirculation Chiller
- Circulating Aspirator
- Heating Baths
- Spray Dryer
- Tube Ovens

Preparative Liquid-Chromatography

- Medium Pressure Liquid Chromatography System
- Fraction Collector

Determination of Nitrogen and Fat

- Kjeldahl Nitrogen and Protein Analysis
- Total Fat Determination System
- Extraction and Gas Scrubbing System

Various Instruments

- Melting Point, Boiling Point and Dropping Point
- Water Distillation Units
- Stereo Models



Laboratoriums-Technik

Buchi Laboratoriums-Technik AG
P.O. Box
CH-9230 Flawil/Switzerland

Telephone 071 848181
Telex 881230 buchi ch
Telefax 071 835711